

MAST® ID Агар с орнитин- декарбоксилазой

IDM30

Использование по назначению

Агаровая среда для обнаружения декарбоксилазной активности.

Содержание:

См. этикетку на упаковке.

Формула*

Компонент:	Концентрация в среде:
Декстроза	4.0 г/литр
Экстракт дрожжей	3.0 г/литр
Бактериологический пептон	1. г/литр
L-орнитин гидрохлорид	7.0 г/литр
Бромкрезоловый фиолетовый	0.02 г/литр
Агар	24.0 г/литр
Итоговое значение pH: 6.3 ± 0.2	

Условия хранения и срок годности

Все контейнеры с дегидратированной питательной средой должны быть плотно закрыты и храниться в сухом месте при температуре от 10 до 25°C до истечения срока годности, указанного на упаковке.

Предостережения

Только для диагностики IN VITRO. Требуется соблюдения мер биологической безопасности и асептической техники. Должен использоваться только в лабораториях со специально обученным квалифицированным персоналом. Перед утилизацией все биологически опасные отходы должны быть стерилизованы. См. паспорт безопасности продукта (доступен по запросу или на веб-сайте MAST®).

Дополнительно необходимые материалы и оборудование

Стандартные микробиологические материалы и оборудование: бактериологические петли, селективные добавки MAST®, тампоны, аппликаторы дисков, установки для сжигания отходов, инкубаторы и т. д., а также серологические и биохимические реагенты и добавки, например, кровь.

Этапы приготовления среды:

1. См. этикетку на упаковке, чтобы узнать количество и объем. Приготовьте MAST® ID Агар с орнитин декарбоксилазой (IDM30) путем растворения порошка в дистиллированной или деионизированной воде. Для саше-пакетов: растворите все содержимое саше в объеме, указанном на упаковке.

2. Автоклавировать при 121°C (15 фунтов на квадратный метр) в течение 15 минут. Не перегревать углеводсодержащую среду.
3. Тщательно перемешайте и разлейте культуральную среду по чашкам Петри (от 15 до 20 мл на чашку), которые были промаркированы самоклеящимися этикетками. Самоклеящиеся этикетки предоставляются в каждой коробке предварительно взвешенных саше.
4. Приготовленная среда может использоваться сразу или храниться в полиэтиленовых пакетах при 2-8°C в течение недели.
5. Подготовьте суспензию каждого организма эквивалентную по плотности стандарту Макфарланда 0.5. Инокулируйте поверхность хорошо высушенной чашки с помощью реплицирующего устройства, например, многоточечного инокулятора SCANURIDOT, для доставки каждого инокулята на поверхность агара.
6. Дайте каплям инокулята высохнуть и инокулируйте чашки в аэробных условиях от 18 до 24 часов при температуре от 35 до 37°C (или альтернативных температурах в соответствии с методом).

Интерпретация результатов

После инкубации регистрируют рост и изменение окраски в среде. Положительный результат, указывающий на декарбоксилирование орнитина, выражается пурпурным цветом в месте роста и окружающей среде, то есть сохранение цвета является положительным результатом. Отрицательный результат определяется желтым цветом в месте роста и вокруг колонии.

Контроль качества

Убедитесь в отсутствии признаков повреждения. Контроль качества необходимо провести как минимум для одного микроорганизма для демонстрации правильности результатов. Не используйте продукт, если реакции с контрольным тест-микроорганизмом являются некорректными. Ниже перечислены штаммы для контроля, приобретение которых не вызовет затруднений у конечного пользователя.

Тестовый организм	
<i>Citrobacter freundii</i> ATCC® 8090	Отрицательный
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC® 14028	Положительный

Список литературы

Список литературных источников доступен по запросу.