

Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road,
Bootle, Merseyside, L20 1

Bootle, Merseyside, L20 1EA United Kingdom Tel: + 44 (0) 151 472 1444

Fax: + 44 (0) 151 944 1332 email: sales@mast-group.com Web: www.mast-group.com



Mast Diagnostica GmbH Feldstrasse 20 DE-23858 Reinfeld

Germany

Tel: + 49 (0) 4533 2007 0 Fax: + 49 (0) 4533 2007 68 email: mast@mast-diagnostica.de Web: www.mast-group.com Mast Diagnostic

12 rue Jean-Jacques Mention CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1 France

Tél: + 33 (0) 3 22 80 80 67 Fax: + 33 (0) 3 22 80 99 22 email: info@mast-diagnostic.fr Web: www.mast-group.com



NAD MAST® SELECTAVIAL

Série SV82

Uso pretendido

Para utilizar no Agar Isotónico de Teste de Sensibilidade para teste de susceptibilidade por difusão de discos de: *Haemophilus* spp., *Neisseria gonorrhoeae* e outros organismos fastidiosos.

APENAS PARA USO NO DIAGNÓSTICO IN VITRO

Conteúdo

10 frascos de MAST® SELECTAVIAL.

Formulação

Material:	Concentração em meio:
NAD	20.0 mg/L

Armazenamento e prazo de validade

Armazenar fechado a 2 a 8°C até à data de validade indicada no rótulo da embalagem. Após reconstituição utilizar imediatamente.

Precauções

Apenas para uso no diagnóstico *in vitro*. Seguir as precauções de risco biológico e as técnicas assépticas aprovadas. Apenas deve ser utilizado por pessoal laboratorial adequadamente formado e qualificado. Esterilizar todos os resíduos de risco biológico antes da sua eliminação. Ter como referência a folha de Dados de Segurança do Produto.

Materiais necessários mas não fornecidos

Materiais e equipamentos microbiológicos padrão tais como, ansas, meio de cultura MAST®, zaragatoas, aplicadores, incineradores, incubadoras, etc., e também reagentes serológicos e bioquímicos, e aditivos tal como o sangue.

Procedimento

- Esterilizar o volume apropriado de "MAST® Isotonic Sensitivity Test Agar" (DM604), arrefecer até 50 a 55°C e manter a esta temperatura.
- 2. Reconstituir o conteúdo de um frasco utilizando o diluente especificado no rótulo da embalagem. O melhor método é adicionar o diluente assepticamente utilizando agulha e seringa estéreis. Aspirar o diluente para a seringa e após remover a tampa plástica, injectar através da rolha de borracha do frasco. O suplemento liofilizado irá dissolver rapidamente e pode ser retirado com a seringa.
- 3. Adicionar o suplemento ao volume de meio especificado no rótulo da embalagem e rejeitar a agulha num contentor aprovado.
- 4. Adicionar assepticamente 5% v/v de sangue equino desfibrinado estéril.

- Misturar suave mas meticulosamente para distribuir os agentes selectivos de um modo uniforme. Verter placas de cultura com espessura de 4 mm (25 mL por placa de 90 mm) e deixar em repouso até solidificar.
- 6. As placas de cultura preparadas podem ser utilizadas imediatamente ou armazenadas em sacos de plástico a 2 a 8°C até 1 semana antes de serem utilizadas.
- 7. Secar a superfície da placa para remover o excesso de condensação.
- Suspender as colónias teste em Caldo Isotónico de Teste de Sensibilidade ou em água desionizada/destilada até uma densidade equivalente a 0.5 McFarland e diluir a 1:100 (Suspensões de N. gonorrhoeae são utilizadas não diluídas).
- Inocular uniformemente a superfície da placa utilizando uma zaragatoa de algodão estéril e deixar secar.
- 10. Aplicar discos de sensibilidade firmemente na superfície das placas.
- 11. Incubar a 35 a 37°C numa atmosfera enriquecida com 4 a 6% de CO₂ durante 18 a 20 horas.

Interpretação de resultados

Medir as zonas de inibição ao mm utilizando uma régua, paquímetro e interpretar o resultado de acordo com tabelas de referência.

Controlo da qualidade

Verificar se existem sinais de deterioração. O controlo da qualidade deve ser efectuado com pelo menos um organismo para demonstrar uma reacção positiva e com pelo menos um organismo para demonstrar uma reacção negativa. Não utilizar o produto se as reacções com os organismos de controlo forem incorrectas. A lista abaixo, ilustra uma gama de estirpes de controlo de desempenho, que o utilizador final pode obter com facilidade.

Organismos de Teste	Resultado
Haemophilus influenzae	Crescimento e
ATCC® 49247	susceptibilidade correcta
Neisseria gonorrhoeae.	Crescimento e
ATCC® 49226	susceptibilidade correcta

Referências

Bibliografia disponível mediante pedido.