



# Mast Group Ltd. Mast House, Derby Road, Bootle, Merseyside, L20 1EA United Kingdom

Tel: + 44 (0) 151 472 1444 Fax: + 44 (0) 151 944 1332 email: sales@mast-group.com Web: www.mast-group.com



Mast Diagnostica GmbH Feldstrasse 20 DE-23858 Reinfeld

Germany

Tel: + 49 (0) 4533 2007 0 Fax: + 49 (0) 4533 2007 68 email: mast@mast-diagnostica.de Web: www.mast-group.com Mast Diagnostic

12 rue Jean-Jacques Mention CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1 France

Tél: + 33 (0) 3 22 80 80 67 Fax: + 33 (0) 3 22 80 99 22 email: info@mast-diagnostic.fr Web: www.mast-group.com



## NAD MAST® SELECTAVIAL

#### **Séries SV82**

## Utilisation

A utiliser avec la gélose Isotonic sensitivity test pour l'antibiogramme des: *Haemophilus* spp, *Neisseria gonorrhoeae* et autres germes fastidieux

USAGE IN VITRO UNIQUEMENT

#### Présentation

10 flacons de MAST® SELECTAVIAL.

#### **Formule**

	Concentration dans le milieu de culture reconstitué	
NAD	20,0 mg/L	

## Conservation

Conserver fermé à 2 à 8°C jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette de la boîte. Utiliser le MAST® SELECTAVIAL immédiatement après reconstitution.

## **Précautions**

Usage *in vitro* uniquement. Respecter les précautions en vigueur pour risques biologiques et techniques aseptiques. L'usage de ce produit est limité à un personnel de laboratoire formé et qualifié. Stériliser tous déchets potentiellement infectieux. Voir la Fiche de Sécurité du produit.

#### Matériels nécessaires mais non fournis

Anses, milieu de culture, sang animal, ensemenceurs, écouvillons, autoclaves et incubateurs, réactifs sérologiques et biochimiques.

#### **Préparation**

- Stériliser le volume nécessaire de gélose, laisser refroidir le milieu jusqu'à 50 à 55°C et le maintenir à cette température dans un bain marie.
- 2. Reconstituer le contenu d'un flacon avec le diluant indiqué sur l'étiquette de la boîte. Le meilleur moyen est d'additionner le diluant avec une aiguille et une seringue stériles. Aspirer le diluant dans la seringue et après avoir enlevé le capuchon en plastique, injecter à travers le bouchon en caoutchouc du flacon. Le supplément lyophilisé se dissout rapidement et peut être repris à l'aide de la seringue.
- Ajouter le supplément au volume de milieu indiqué sur l'étiquette de la boîte et jeter la seringue dans un récipient prévu à cet effet.
- 4. Incorporer aseptiquement au milieu 5 à 7% de sang de cheval hémolysé défibriné stérile.
- Agiter soigneusement pour distribuer de façon uniforme les agents sélectifs. Couler le milieu en boîtes de Pétri (15 à 20 mL par boîte) et laisser reposer.

- 6. Les boîtes ainsi préparées peuvent être utilisées immédiatement ou stockées dans un sac plastique à 2 à 8°C pendant une semaine.
- Laisser sécher la surface de la gélose pour éviter trop d'humidité.
- 8. Ajouter les colonies à tester au bouillon Isotonic Sensitivity Test ou dans de l'eau deionisée/distillée afin d'obtenir une concentration équivalente à 0,5 McFarland puis diluer jusqu'à 1:100 (Les suspensions de *N. gonorrhoeae* ne sont pas diluées).
- Avec un écouvillon stérile en coton, répartir de façon égale la suspension à la surface de la gélose. Laisser sécher
- Poser les disques antibiotiques à la surface des géloses.
- 11. Incuber à 35 à 37°C sous atmosphère enrichie en CO<sub>2</sub> (4 à 6%) pendant 18 à 20 heures.

## Interprétation des résultats

Mesurer les zones d'inhibition au mm près à l'aide d'une règle, d'un pied à coulisse ou d'un système automatique et interpréter le résultat avec les tableaux de référence.

## Contrôle de qualité

Vérifier s'il y a des signes de détérioration. Le contrôle de qualité doit être exécuté avec au moins un germe de contrôle positif et au moins un autre germe de contrôle négatif. Ne pas utiliser ce produit si les réactions avec les germes test sont incorrectes. La liste ci-dessous montre la performance de souches de contrôle que l'utilisateur peut se procurer facilement.

Souche test	Résultat
Haemophilus influenzae	Croissance et
ATCC® 49247	antibiogramme corrects
Neisseria gonorrhoeae	Croissance et
ATCC® 49226	antibiogramme corrects

## Références

Bibliographie disponible sur demande.