



Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road,
Bootle, Merseyside, L20 1EA
United Kingdom
Tel: + 44 (0) 151 472 1444
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
email: sales@mast-group.com
Web: www.mast-group.com



Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld
Germany
Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
email: mast@mast-diagnostica.de
Web: www.mast-group.com

Mast Diagnostic
12 rue Jean-Jacques Mention
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1
France
Tél: + 33 (0) 3 22 80 80 67
Fax: + 33 (0) 3 22 80 99 22
email: info@mast-diagnostic.fr
Web: www.mast-group.com



MAST URI[®] DOT

SCANURIDOT

Tiltenkt bruk

Automatisk multipoint inokulator.



Innhold

- 1x Multipoint Inokulator
- 3x Strømkabler (GB, EURO, US)
- 1x 12V Transformator
- 1x Markeringsenhet
- 1x Bruksanvisning
- 1x Sekskantnøkkel
- 1x Skruer for transportsikring
- 1x Plattform for petriskål/mikrotiter plate

Lagring

Maskin og utstyr skal lagres ved romtemperatur.

Sikkerhetsinformasjon

Kun for *in vitro* diagnostisk bruk. Følg retningslinjer for håndtering av biologisk risikomateriale og aktuelle sterilteknikker.

Nødvendig ekstrautstyr

Standard kultur/biokjemiske media, MAST ADATABS[®]. Hode/pinne/potte for inokulering. Se liste over tillegg utstyr.

Prosedyre

Følg laboratorie standarder og lag bakteriesuspensjoner. Fyll multipoint potte eller mikrotiter-plater med suspensjonen. Bruk MAST URI[®] DOT for å overføre suspensjonen til overflaten av agarskåler slik som det er påkrevd. Fullstendige instruksjoner finnes i bruksanvisningen som følger med hver maskin. Bruksanvisning kan oversendes elektronisk ved forepørsel på E-mail til support@mastgrp.com.

Dekontaminering

Alle utvendige flater må jevnlig dekontamineres. Bruk kun desinfeksjonsmidler som er angitt nedenfor til rengjøring: 70% ethanol / iso-propyl-alcohol / methanol / IMS eller løsninger av kvaternære ammonium forbindelser. MÅ IKKE BRUKE hypoklorite eller andre oksiderende eller reduserende stoffer. IKKE BRUK materiell med slipemiddel til rengjøring.

Utstyr i rustfritt stål bør steriliseres ved 15 psi i 15 min ved 121°C. Påse at det ikke er rester av fuktighet etter autoklaving. Alternativt, kan man desinfisere ved å legge delene i 70% alkohol i 15 minutter etterfulgt av 15 minutters tørke tid. IKKE BRUK bar flamme eller lignende for å sterilisere pinnene. Slike handlinger kan medføre endring av pinnene og derved påvirke volumet av suspensjonen som blir overført og inokulert.

Service/Vedlikehold

Regelmessig service av systemet anbefales. Service intervall avhenger av hvor mye systemet brukes daglig. Service skal kun utføres av en tekniker fra Mast Group Ltd eller av en kvalifisert representant godkjent av Mast Group Ltd. Detaljer er tilgjengelig ved forespørsel.

Tilleggs utstyr

SCANES019	Steel inoculum pot, head & 19 pins (0.3µl)
SCANES019N	Steel inoculum pot, head & 19 pins (1.0µl)
SCANES036	Steel inoculum pot, head & 36 pins (0.3µl)
SCANES036N	Steel inoculum pot, head & 36 pins (1.0µl)
SCANES096	Steel inoculum pot, head & 96 pins (0.3µl)
SCANES096N	Steel inoculum pot, head & 96 pins (1.0µl)
SCAN 110	Steel inoculum pin (0.3µl)
SCAN 110N	Steel inoculum pin (1.0µl)
SCAN111SS	Inoculum head, 19 pin, steel
SCAN 112SS	Inoculum head, 36 pin, steel
SCAN113SS	Inoculum pot, 19 pin, steel
SCAN114SS	Inoculum pot, 36 pin, steel
SCAN 496	Inoculum head, 96 pin, 0.3 µl, steel
SCAN 496N	Inoculum head, 96 pin, 1.0 µl, steel
SCAN 120	Marker Assembly (Reservedeler)

Referanser

Litteratur er tilgjengelig på forespørsel.