



NEUE MASTDISCS® IN KÜRZE ERHÄLTlich

Entdecken Sie unsere neuen
CE-zertifizierten Testblättchen



Aztreonam 30µg/ Avibactam 20µg

- Zur Prüfung von resistenten aeroben gram-negativen Organismen
- AZA50C unterstützt die Therapieentscheidung und trägt so zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika bei
- Garantierte Stabilität der Testblättchen für 4 Wochen im Dispenser
- CLSI- und EUCAST-konform



Sulbactam 10µg/ Durlobactam 10µg

- Zur Unterstützung der Empfindlichkeitsprüfung gegen den *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus*-Komplex
- Gemäß WHO als besonders kritischer Erreger eingestuft
- Garantierte Stabilität der Testblättchen für 4 Wochen im Dispenser
- CLSI-konform



Rezafungin 5µg

- Zur Empfindlichkeitsprüfung relevant von Candida-Spezies
- Garantierte Stabilität der Testblättchen für 4 Wochen im Dispenser
- CLSI-konform

