

IVD solutions through partnership



CATALOGUE

2018



Bienvenue

Bienvenue sur notre Catalogue Produit Mast Group Ltd. effectif au 1er Janvier 2018. Ce catalogue inclut les informations utiles pour commander les produits de notre large gamme disponible internationalement et notre nouvelle politique de fabrication de produit à façon (Page VI) décrivant les délais et les volumes minimaux pour les commandes spéciales.

Le sommaire du catalogue vous permet de trouver rapidement les produits recherchés grâce au classement par application et au logo Nouveau pour les nouveaux produits.

Qualité



Mast RU est certifié ISO 9001:2008 'Système de management de la Qualité - Exigences', ISO 13485:2003 'Dispositifs Médicaux - Système de management de la Qualité - Exigences réglementaires', CE selon la Directive Européenne 98/79/CE 'Dispositifs Médicaux de Diagnostic in vitro 'Annexe II liste B et selon l'ISO 13485:2003 pour les exigences canadiennes du Dispositif Médical (CMDCAS).

Politique Ethique



Mast Group Ltd effectue son business éthiquement et légalement et adhère à la charte de bonne conduite du BIVDA (British In Vitro Diagnostic Association). Mast Group Ltd est en adhésion totale avec le UK Bribery Act 2010 et cette politique est étendue à toutes associations dans son business, ses affaires et transactions. Pour plus d'informations visitez notre site internet Mast Group : www.mastgrp.com

Site Internet

Ce catalogue est consultable et téléchargeable sur notre site internet : www.mastgrp.com



Informations pour commander | 2018

Nous avons le plaisir d'accepter toutes les commandes par courrier, télécopie et e-mail. Vous devez disposer des informations suivantes pour effectuer votre commande :

1. Un numéro de commande valable
2. Adresse de livraison
3. Adresse de facturation
4. Code Produit, désignation, présentation et quantités souhaitées

Envoyer vos commandes à :

Service Client :

Mast Diagnostic
12 Rue Jean-Jacques MENTION
CS 91106
80011 AMIENS FRANCE

Tél. +33 03 22 80 80 67
Fax: +33 03 22 80 99 22

Information: commande@mast-diagnostic.fr

Site internet: www.mastgrp.com

PRIX

Mast RU vend et distribue ses produits à travers ses filiales en France et en Allemagne, sa joint-venture en Afrique du Sud et son réseau de distributeurs pour le reste du monde.

Vous devez contacter votre Distributeur ou la filiale France ou Allemagne pour toutes informations de prix.

Les prix quotés par Mast House sont ex-works et frais de port en sus sauf conditions spécifiques.

Le taux en vigueur de TVA est appliqué à toute commande d'acheteurs situés au RU ou de clients situés dans l'UE uniquement sur présentation d'un N° de TVA.

Les produits déclarés dangereux sont sujets à une charge supplémentaire en fonction de la destination et du mode de transport exigé.

Une surcharge de 4% est appliquée pour toute transaction par carte bancaire.

RETOURS

Pour tout retour de marchandises, prière de contacter préalablement notre Service Client.

Les marchandises livrées correctement ne doivent pas être retournées sans accord préalable et sans N° d'autorisation délivré par notre Service Client.

Les marchandises retournées sont consignées après paiement par le client des frais de transports. Les produits revendables et intacts dans leur emballage d'origine sont remis en stock avec une charge de 15% pour le client sur le crédit à valoir.

Le crédit ne sera effectif que si les conditions de revente sont réunies.

Les marchandises sans leur emballage d'origine ne doivent jamais être retournées.

ANNULATION DE COMMANDE

Pour les produits disponibles, la commande peut être annulée sans charge à tout moment à condition que le colis ne soit pas déjà parti. Si le colis est déjà parti, une charge de remise en stock de 15% du montant des produits est appliquée.

L'annulation de produits provenant d'une commande spéciale engendre une charge équivalente à 100% de la valeur des produits spéciaux si la commande a été traitée.

CONDITIONS DE VENTE

Les conditions de ventes standard s'appliquent à toutes les transactions. Une copie peut être trouvée à la fin de ce catalogue ou sur le site internet MAST Group

Antibiogramme | Pages 1 - 8

Mast Group développe continuellement des produits pour l'étude de l'antibiogramme depuis 1957. Depuis son tout premier produit, le simple disque d'antibiotique, Mast a élaboré une gamme de produits pour l'antibiogramme très étendue qui est disponible dans le monde entier.

DISCMASTER™ 3 : distributeur 6 disques
MASTDISCS Disques ESBL & AmpC
Disques Carbapénèmase
Bandelettes Antibiotic Strips
Couronnes MASTRING-S™
Comprimés ADATAB®



Mast Uri® System | Page 9 - 10

Mast Uri® System est un ensemble d'instruments, de logiciel et de consommables facilitant l'examen rapide des échantillons d'urine et la différenciation entre une urine infectée et une urine stérile ou contaminée. Le système rend les résultats d'identification et d'antibiogramme pour les échantillons à bactériurie potentielle.

Mast Uri® System comprend:
Mast Uri® Plus Analyseur
Mast Uri® Well Distributeur d'échantillons Mast Uri® Dot
Inoculateur multipoint
Consommables - géloses pour antibiogramme et identification en microplaque ELISA 96 puits.

mast
uri® Plates

Une gamme standard d'antibiotiques et de milieux d'identification en microplaque 96 puits pour l'analyse d'urine.



Sommaire

Milieux de Culture et Suppléments | Pages 11 à 17

En qualité de spécialiste de la microbiologie, Mast offre une large gamme de milieux de culture déshydratés et de suppléments sélectifs pour la culture, l'observation, la sélection, l'isolement et le transport de germes cliniquement significatifs.

Milieu de culture déshydratés
Suppléments Selectatab™ et Selectavial™
Suppléments sélectifs
Mast ID CHROMagar® Candida
Mast Rediprep® Milieux à l'oeuf prêts à l'emploi



Produits d'usage général | Page 18

Produits d'usage général au laboratoire.

MAST BACTERURITEST™

Dépistage de la bactériurie efficace et économique.

MAST CRYOBANK™

Cryoconservation de souches bactériennes de levures et champignons des souches de contrôle de qualité.

MAST-OCCUTEST™

Détection du sang occulte dans les selles.

PBS

Tampon phosphate salin pH7 pour le groupage sanguin.



Détection et Identification | Pages 19 à 32

MAST offre une large gamme de produits pour la détection et l'identification par des techniques variées comme les tests biochimiques, les tests d'agglutination latex, les antisérums agglutinants et les tests de biologie moléculaire.

MAST ID™ Tests biochimiques d'identification.
MAST Rapid Slide Latex Kits.
Tests au latex MAST ID™ Identification Strips & Couronnes d'identification d'*Haemophilus* spp.
Identification de *Staphylococcus* spp.
MAST-ID™ Discs
Détection des BLSE & AmpC
Détection des MBL & KPC
Identification des SARM
Identification de *Candida* spp.
Identification des Norovirus
MAST ASSURE™ Antisérums bactériens
MAST ASSURE™ Stained Febrile Antigens



Vétérinaire | Page 33

Gamme de tests pour la détection et l'identification des agents pathogènes vétérinaires y compris la gamme antibiogramme et notamment les produits fabriqués selon les spécifications des laboratoires pour la détection des maladies infectieuses animales.

Réactifs Eiken SAA
Détection de la toxoplasmose
Dépistage des SARM
Tests EIA pour les agents pathogènes vétérinaires
Disques et couronnes pour antibiogramme



Sommaire

Biologie Moléculaire | Page 34

La gamme de produits Mast permet aux laboratoires d'obtenir un diagnostic rapide et fiable par amplification d'acides nucléiques.

Mast Isoplex®

Tests d'amplification isotherme rapide des acides nucléiques.

Mast Isoplex® VTEC

Mast Isoplex® DNA Amp

Mast Isoplex® RNA Amp

Eiken LoopAmp

Les réactifs LoopAmp d'Eiken utilisent l'amplification isotherme. Ils sont disponibles directement chez Mast UK et via les distributeurs Mast en Irlande, Asie australe, Asie du Sud Est et au Moyen Orient.

En cas de doute, contacter Mast Group Ltd. pour confirmer la disponibilité.

Eiken LoopAmp

Recherche


A.acidoterrestris

Campylobacter spp. /E.coli/

Listeria monocytogenes

Virus West Nile Norovirus

Virus de la grippe aviaire



Tests d'immunodiagnostic Mast | Pages 35 à 37

Maladies infectieuses


Gamme de réactifs d'immunofluorescence (IF), d'immunoenzymologie (EIA) et de Western Blot pour la détection et l'identification des germes pathogènes.

MASTAFLUOR™ Kits complets, réactifs, lames et contrôles.

MASTAZYME™ EIA kits

MASTABLOT™ Lineblot Assays

MASTABLOT™ Western Blot Assays




Test d'immunodiagnostic Mast | Pages 38 à 40

Autoimmunité

Gamme de réactifs d'immunofluorescence (IF), d'immunoenzymologie (EIA) et de Western Blot pour le diagnostic des maladies autoimmunes.

MASTAFLUOR™ Kits, contrôles, lames et réactifs

MASTAZYME™ EIA kits



Politique Mast de fabrications spéciales

Mast certifié ISO9001 et ISO13485 s'emploie à fournir des produits et un service de très grande qualité. Mast a une gamme de produits importante en stock. Unique parmi les sociétés de Diagnostic, Mast offre aussi un service de fabrication spéciale de réactifs pour satisfaire les exigences spécifiques de ses clients pour un volume minimal de commande.

Il est important que nos clients comprennent bien les termes et les conditions de ce service. Pour cela, un résumé à partir des produits les plus demandés est fourni dans le tableau ci-dessous. Il est important de noter que le volume minimal de production pour chaque type de produit ne peut pas être précisément garanti selon la nature des procédés mis en œuvre. Nous garantissons la livraison de 80 % à 100 % du volume commandé. La quantité finale produite peut comporter plus d'un numéro de lot. Des exceptions sont possibles pour des accords spécifiques convenus suffisamment à l'avance.

Un autre point à bien comprendre est que nous ne pouvons fabriquer que par tranches de volumes (incrément) au dessus de la quantité minimale – nos prix sont calculés en fonction de ce point. Des prix plus bas peuvent être obtenus pour des commandes supérieures au volume optimal.

Si nous acceptons votre commande spéciale, vous avez l'obligation d'acheter les produits aux conditions de volume, de délai et de garantie de 80 % à 100 %. Aucune annulation de commande n'est autorisée.

Produit	Min. commande (boîtes)	Incréments (boîtes)	Optimum (boîtes)	Délais (semaines)
Disques en cartouches	18	10	98	4 – 6*
Disques en flacons	22	25	97	4 – 6*
Couronnes Mastring (Codage N°)	Ordre initial 10	10	100	4 – 6*
	suivant ordre 10			
Couronnes Mastring (codage lettres)	Initial 20	10	100	4 – 6*
	Suivant 10			
Comprimés antibiotiques Adatab	14	15	44	4 – 6*
Suppléments Selectavial/Selectatab	A	A	A	4 – 6*
Antisérums Mast Assure	1	1	50	8
Milieux en stock (boîtes de 5 kg)	1	N.A.	20	4 – 6
Milieux spéciaux	25 Kg	N.A.	75 Kg	12*

N.A. = non applicable

* Veuillez noter que le délai de 4 à 6 semaines fait référence aux nouvelles charges des antibiotiques utilisés en routine ou de légères modifications de produits déjà existant. Pour les produits contenant de nouveaux antibiotiques/matériels qui n'ont jamais été étudiés auparavant; le délai est de 12 semaines du fait de l'évaluation du produit avant production.

^A Le minimum de commande, les volumes par tranche et les quantités optimales des produits de type Selectatab et Selectavial dépendent des spécifications et du conditionnement exigés par le client.

La quantité minimale et le prix doivent être définis par un devis.

Antibiogramme

Référence No Désignation produit

Présentation



DISCMASTER™ DISPENSER

Distributeur de cartouches robuste et fiable, compatible avec les cartouches MAST.

MDD64	DISCMASTER™ 4 Dispenser - Distributeur 6 cartouches	1
SILICA63	Capsule GEI Silice pour Mast Disc Dispenser	1
SHD5	Distributeur unitaire pour une cartouche	5
CANISTER	DISCMASTER™ Canister	1

mastdiscs® - DISQUES ANTIBIOTIQUES EN CARTOUCHES ET FLACONS

mastdiscs® Disques en cartouches (5 x 50 disques par boîte)

STOCKCART	Cartouches de disques antibiotiques en stock		1 boîte
FUNGCART	Cartouches de disques antifongiques en stock		1 boîte
SPECIALCART	Cartouches de disques en fabrication spéciale*		Min 18 boîtes
VOLCART	Cartouches de disques en fabrication spéciale*		Min 98 boîtes

mastdiscs® (100 disques par flacon)

STOCKDISC	Disques antibiotiques en flacon en stock		1 flacon
FUNGDISC	Disques antifongiques en flacon en stock		1 boîte
SPECIALDISC	Disques en fabrication spéciale*		Min 22 boîtes
VOLDISC	Disques en fabrication spéciale*		Min 97 boîtes
TOOL/C	** Charge initiale de production spéciale de disques en flacons ou cartouches Charge initiale pour la customisation pour chaque nouvelle spécification		par nouvelle spécification

mastdiscs®

DISQUES ANTIBIOTIQUES EN CARTOUCHES

GAMME EN STOCK

Désignation Antibiotique & charge en µg par disque (sauf autre indication)	STANDARD			Code MAST Cartouches 5 x 50 disques
	BSAC	EUCAST	CLSI	
Amikacin 30	✓	✓	✓	AK 30C
Amoxicillin 2	✓	-	-	A 2C
Amoxicillin 10	✓	-	-	A 10C
Amoxicillin 25	✓	-	-	A 25C
Ampicillin 2	✓	✓	-	AP 2C
Ampicillin 10	✓	✓	✓	AP 10C
Ampicillin 25	✓	-	-	AP 25C
Ampicillin/Sulbactam 10-10	-	-	✓	SAM 20C
Amoxicillin/clavulanic acid 2-1	✓	✓	-	AUG 3C
Amoxicillin/clavulanic acid 20-10	✓	✓	✓	AUG 30C
Azithromycin 15	✓	✓	✓	ATH 15C
Aztreonam 30	✓	✓	✓	ATM 30C
Bacitracin 8 units	-	-	-	BA 8C
Bacitracin 10 units	-	-	-	BA 10C
Carbenicillin 100	✓	-	✓	PY 100C
Cefaclor 30	✓	✓	✓	CFC 30C
Ceftibuten 30		✓	✓	CFB 30C
Cefamandole 30	✓	-	✓	CMD 30C
Cefadroxil 30	✓	✓	-	CDX 30C

Antibiogramme

mastdiscs[®]

AST

DISQUES ANTIBIOTIQUES EN CARTOUCHES

GAMME EN STOCK


Désignation Antibiotique & charge en µg par disque (sauf autre indication)	STANDARD			Code MAST Cartouches 5 x 50 disques
	BSAC	EUCAST	CLSI	
Cefepime 30	✓	✓	✓	CPM 30C
Cefixime 5	✓	✓	✓	CFM 5C
Cefoperazone 30	✓	-	-	CPZ 30C
Cefotaxime 5	✓	✓	-	CTX 5C
Cefotaxime 30	✓	-	✓	CTX 30C
Cefoxitin 10	✓	-	-	FOX 10C
Cefoxitin 30	✓	✓	✓	FOX 30C
Cefpodoxime 10	✓	✓	✓	CPD 10C
Ceftaroline 5	-	✓	-	CPT 5C
Ceftaroline 30	-	-	✓	GPT 30C
Ceftazidime/avibactam 10-4*	NOUVEAU	✓	-	CZA 14C
Ceftazidime/avibactam 30-20	NOUVEAU	-	✓	CZA 50C
Ceftazidime 10	-	✓	-	CAZ 10C
Ceftazidime 30	✓	✓	✓	CAZ 30C
Ceftriaxone 5	✓	-	✓	CRO 5C
Ceftriaxone 30	✓	✓	✓	CRO 30C
Ceftolozane/tazobactam 30-10	NOUVEAU	✓	✓	CT 40C
Cefuroxime 5	✓	-	-	CXM 5C
Cefalexin 30	✓	-	-	CFX 30C
Cefradine 30	✓	-	-	CRD 30C
Cefuroxime 30	✓	✓	✓	CXM 30C
Cephalothin 30	✓	-	✓	KF 30C
Cephazolin 30	-	-	✓	CZ 30C
Chloramphenicol 10	✓	-	-	C 10C
Chloramphenicol 30	✓	✓	✓	C 30C
Ciprofloxacin 1	✓	-	-	CIP 1C
Ciprofloxacin 5	✓	✓	✓	CIP 5C
Clarithromycin 2	✓	-	-	CLA 2C
Clarithromycin 5	✓	-	-	CLA 5C
Clarithromycin 15	-	✓	✓	CLA 15C
Clindamycin 2	✓	✓	✓	CD 2C
Cloxacillin 5	-	-	-	CX 5C
Colistin Sulphate 10	-	-	-	CO 10C
Colistin Sulphate 25	✓	-	-	CO 25C
Doripenem 10	-	✓	✓	DOR 10C
Doxycycline 30	✓	-	✓	DXT 30C
Enrofloxacin 5	-	-	✓	ENF 5C
Ertapenem 10	✓	✓	✓	ETP 10C
Erythromycin 5	✓	-	-	E 5C
Erythromycin 15	-	✓	✓	E 15C
Florfenicol 30	-	-	-	FFC 30
Fosfomycin 200/ Glucose-6-Phosphate 50	✓	-	✓	FOT 200C
Fusidic Acid 10	✓	✓	-	FC 10C
Gentamicin 10	✓	✓	✓	GM 10C
Gentamicin 30	-	✓	-	GM 30C
Gentamicin 120	-	-	✓	GM 120C
Gentamicin 200	✓	-	-	GM 200C
Imipenem 10	✓	✓	✓	IMI 10C
Kanamycin 30	-	-	✓	K 30C
Levofloxacin 1	✓	-	-	LEV 1C
Levofloxacin 5	✓	✓	✓	LEV 5C
Linezolid 10	✓	✓	-	LZD 10C
Linezolid 30	-	-	✓	LZD 30C
Mecillinam 10	✓	✓	✓	MEC 10C
Meropenem 10	✓	✓	✓	MEM 10C
Metronidazole 2.5	-	-	-	MZ 2.5C

Antibiogramme

mastdiscs[®]
AST

DISQUES ANTIBIOTIQUES EN CARTOUCHES

GAMME EN STOCK

Désignation Antibiotique & charge en µg par disque (sauf autre indication)	STANDARD			Code MAST Cartouches 5 × 50 disques
	BSAC	EUCAST 	CLSI	
Metronidazole 5	✓	-	-	MZ 5C
Minocycline 30	✓	-	✓	MN 30C
Moxifloxacin 1	✓	-	-	MFX 1C
Moxifloxacin 5	✓	✓	✓	MFX 5C
Mupirocin 5	✓	-	-	MUP 5C
Mupirocin 20	✓	-	-	MUP 20C
Mupirocin 200	-	✓	-	MUP 200C
Nalidixic Acid 30	✓	✓	✓	NA 30C
Neomycin 10	✓	-	-	NE 10C
Neomycin 30	-	-	-	NE 30C
Netilmicin 10	-	✓	-	NET 10C
Netilmicin 30	✓	✓	-	NET 30C
Nitrofurantoin 50	-	-	-	NI 50C
Nitrofurantoin 100	-	✓	-	NI 100C
Nitrofurantoin 200	✓	-	-	NI 200C
Nitrofurantoin 300	-	-	✓	NI 300C
Norfloxacin 2	✓	-	-	NOR 2C
Norfloxacin 10	-	✓	✓	NOR 10C
Novobiocin 5	-	-	-	NO 5C
Novobiocin 30	-	-	-	NO 30C
Ofloxacin 5	✓	✓	✓	OFX 5C
Oxacillin 1	✓	✓	✓	OX 1C
Oxytetracycline 30	-	-	-	OT 30C
Pefloxacin 5	-	✓	-	PEF 5C
Penicillin G 1 unit	✓	✓	-	PG 1C
Penicillin G 2 units	-	-	-	PG 2C
Piperacillin 30	-	-	-	PRL 30C
Piperacillin 75	✓	-	-	PRL 75C
Piperacillin 100	-	-	✓	PRL 100C
Piperacillin/tazobactam 30-6	-	✓	-	PTZ 36C
Piperacillin/tazobactam 75-10	✓	-	-	PTZ 85C
Piperacillin/tazobactam 100-10	-	-	✓	PTZ 110C
Polymyxin B 300 units	-	-	-	PB 300C
Quinupristin/dalfopristin 15	✓	-	✓	SYN 15C
Rifampicin 2	✓	-	-	RP 2C
Rifampicin 5	✓	✓	✓	RP 5C
Spectinomycin 25	✓	-	-	SPC 25C
Streptomycin 10	✓	-	✓	S 10C
Streptomycin 300	-	✓	✓	S 300C
Teicoplanin 30	✓	-	✓	TEC 30C
Telithromycin 15	✓	-	✓	TEL 15C
Temocillin 30	✓	-	-	TEM 30C
Tetracycline 10	✓	-	-	T 10C
Tetracycline 30	-	✓	✓	T 30C
Ticaracillin 75	✓	-	✓	TC 75C
Tigecycline 15	✓	✓	✓	TGC 15C
Ticarcillin/clavulanic acid 75-10	✓	-	✓	TIM 85C
Tobramycin 10	✓	✓	✓	TN 10C
Tobramycin 30	-	-	-	TN 30C
Trimethoprim 2.5	✓	-	-	TM 2.5C
Trimethoprim 5	✓	✓	✓	TM 5C
Trimethoprim/sulfamethoxazole 1.25/23.75	✓	✓	✓	TS 25C
Tylosin 30	-	-	-	TY 30C
Vancomycin 5	✓	✓	-	VA 5C
Vancomycin 30	-	-	✓	VA 30C
Blank discs	-	-	-	BD0680W/C

Antibiogramme

mastdiscs
AST

DISQUES ANTIBIOTIQUES EN FLACONS

GAMME EN STOCK

Désignation Antibiotique & charge en µg par disque (sauf autre indication)	STANDARD			Code MAST Flacons 100 disques
	BSAC	EUCAST	CLSI	
Amikacin 30	✓	✓	✓	AK30
Amoxicillin 10	✓	-	-	A10
Bacitracin 8 units	-	-	-	BA8
Bacitracin 10 units	-	-	-	BA10
Cefpodoxime 10	✓	✓	✓	CPD10
Ceftazidime 30	✓	✓	✓	CAZ30
Cefuroxime 5	✓	-	-	CXM5
Chloramphenicol 10	✓	-	-	C10
Chloramphenicol 30	✓	✓	✓	C30
Ciprofloxacin 5	✓	✓	✓	CIP5
Clindamycin 2	✓	✓	✓	CD2
Erythromycin 5	✓	-	-	E5
Gentamicin 10	✓	✓	✓	GM10
Imipenem 10	✓	✓	✓	IMI10
Meropenem 10	✓	✓	✓	MEM 10
Metronidazole 2.5	-	-	-	MZ 2.5
Metronidazole 5	✓	-	-	MZ 5
Nalidixic Acid 30	✓	✓	✓	NA 30
Novobiocin 5	-	-	-	NO 5
Oxacillin 1	✓	✓	✓	OX 1
Penicillin G 1 unit	✓	✓	-	PG 1
Penicillin G 2 units	-	-	-	PG 2
Rifampicin 5	✓	✓	✓	RP 5
Tetracycline 10	✓	-	-	T 10
Trimethoprim/sulfamethoxazole 1.25/23.75	✓	✓	✓	TS 25
Tylosin 30	-	-	-	TY 30
Vancomycin 5	✓	✓	-	VA 5
Blank discs	-	-	-	BD0638W

mastdiscs
AST

ANTIFONGIGRAMME DISQUES EN CARTOUCHES ET FLACONS

GAMME EN STOCK

Désignation Antibiotique & charge en µg par disque (sauf autre indication)	Code MAST	
	Cartouches 5 × 50 disques	Flacons 100 disques
Amphotericin B 20	AMB 20C	-
Clotrimazole 10	CTM 10C	-
Econazole 10	ECN 10C	-
Fluconazole 10	FCN 10C	-
Fluconazole 25	FCN 25C	FCN 25
Flucytosine 1	FY 1C	-
Ketoconazole 10	KCA 10C	-
Miconazole 10	MCL 10C	-
Nystatin 100	NY 100C	-

Antibiogramme

Code MAST Désignation Résistance Présentation

mastdiscs

combi

DISQUES DE DETECTION DES β LSE

D52C	Extended Spectrum β Lactamase Set	ES β L	50 tests
D62C	Cefotaxime 30 & Cefotaxime 30/Clavulanic Acid 10	ES β L	150 tests
D63C	Cefepime 30 & Cefepime 30/Clavulanic Acid 10	ES β L	150 tests
D64C	Ceftazidime 30 & Ceftazidime 30/Clavulanic Acid 10	ES β L	150 tests
D66C	Cefpodoxime 10 & Cefpodoxime 10/Clavulanic Acid 1	ES β L	150 tests
D67C	Extended Spectrum β Lactamase Set (CPD10)	ES β L	50 tests
D68C	AmpC & ESBL Detection Set	AmpC/ESBL	50 tests
D69C	AmpC Detection Set	AmpC	50 tests
D70C	Carbapenemase Detection Set	MBL/KPC	50 tests
D73C	Carba plus	NOUVEAU MBL/KPC/OXA	50 tests

Remarque: Le kit de détection des carbapénémases (D70C) sera éliminé et remplacé par Carba plus D73C)

Tests supplémentaires de dépistage et d'identification des carbapénémases

D71C	CAT™ ID - Identification présomptive de la production de carbapénémase		250 tests
TEM30C	Temocillin 30 μ g - Aider à l'identification présomptive des enzymes de type OXA-48		5 x 50 disques

mastdiscs

AST

DISQUES DE PENICILLINE A CHARGE FAIBLE

Détection de l'émergence de résistance à la pénicilline.
(flacons de 100 disques ou 5 x 50 disques en cartouches)

PG1	Penicillin G (vials)	1 unité	1 flacon
PG1C	Penicillin G (cartridges)	1 unité	1 boîte

Les disques suivants sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 4 à 6 semaines.

PG0.03	Penicillin G (vials)	0.03 unité	Commande Min 22 flacons
--------	----------------------	------------	----------------------------

DISQUES D'AMINOGLYCOSIDE A CHARGE ELEVEE

Les disques suivants sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 4 à 6 semaines.

Détection des hauts niveaux de résistance aux aminoglycosides. (flacons de 100 disques ou cartouches de 5 x 50 disques)

GM500C	Gentamicin (cartridges)	500 μ g	Commande Min
K1000C	Kanamycin (cartridges)	1000 μ g	18 boîtes
K1000	Kanamycin (vials)	1000 μ g	Commande Min 22 flacons

BANDELETTES OXACILLINE (STRIPS)

STOX	Oxacillin Strips pour la détection des SARM (ce produit est le remplacement des bandelettes méthicilline STMT)		50 Bandelettes
------	---	--	----------------

Antibiogramme

Couronnes MASTRING-S®

Systemic Gram Positive Rings

M5 6 disques	1 boîte
AP Ampicillin	10µg
C Chloramphenicol	25µg
PG Penicillin G	1 unit
S Streptomycin	10µg
ST Sulphatriad	200µg
T Tetracycline	25µg

M13 8 disques 1 boîte

C Chloramphenicol	25µg
E Erythromycin 5µg	5µg
FC Fusidic acid 10µg	10µg
OX Oxacillin 5µg	5µg
NO Novobiocin 5µg	5µg
PG Penicillin G 1 unit	1 unit
S Streptomycin 10µg	10µg
T Tetracycline 25µg	25µg

M43 8 disques 1 boîte

PG Penicillin G	1 unit
CD Clindamycin	2µg
GM Gentamicin	10µg
FC Fusidic acid	10µg
E Erythromycin	5µg
TM Trimethoprim	1.25µg
SMX Sulphamethoxazole	25µg
T Tetracycline	10µg

Systemic Gram Negative Rings

M14 8 disques	1 boîte
AP Ampicillin	10µg
KF Cephalothin	5µg
CO Colistin Sulphate	25µg
GM Gentamicin	10µg
S Streptomycin	10µg
ST Sulphatriad	200µg
T Tetracycline	25µg
TS Cotrimoxazole	25µg

Urine Rings

M26 8 disques	1 boîte
AP Ampicillin	10µg
KF Cephalothin	5µg
CO Colistin Sulphate	25µg
GM Gentamicin	10µg
S Streptomycin	10µg
ST Sulphatriad	200µg
T Tetracycline	25µg
TS Cotrimoxazole	25µg

M51 8 disques 1 boîte

AP Ampicillin NI	25µg
Nitrofurantoin AUG	50µg
Augmentin CIP	30µg
Ciprofloxacin NA	5µg
Nalidixic acid TM	30µg
Trimethoprim CFX	2.5µg
Cephalexin GM	30µg
Gentamicin	10µg

Se référer à la politique de fabrication spéciale à la page vi pour plus d'information.

TOOL/M	* Frais d'installation pour MASTRING SPECIAL : des frais sont ajoutés pour une commande spéciale de MASTRING SPECIAL (code lettres)	Pour toute nouvelle demande
MASTRING SPECIAL	Spécifications particulières pour chaque MASTRING-S Commande de 10 boites de 100 couronnes minimum.	10-19 boîtes
MASTRING20	** Les couronnes avec un code de lettres nécessitent une commande de 20 boites minimum et sont sujettes à des frais d'installations	20 boîtes et plus

Les nouvelles demandes de MASTRING-S avec un code chiffres sont sujettes a une commande minimum de 10 boites.

Les nouvelles demandes de MASTRING-S avec un code lettres sont sujettes a une commande minimum de 10 boites.

Les commandes suivantes: 10 boîtes de minimum.

ADATAB®

Antibiotiques en comprimés pour l'étude des CMI en gélose. Chaque comprimé est à ajouter à 100 mL de milieu.

ADATAB®S EN STOCK

TAB/AK0.8	Amikacin 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/AK3.2	Amikacin 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/A0.8	Amoxicillin 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/A3.2	Amoxicillin 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/AP0.8	Ampicillin 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/AP3.2	Ampicillin 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/AUG0.8	Amoxicillin/clavulanic acid 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/AUG3.2	Amoxicillin/clavulanic acid 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CPD0.1	Cefpodoxime 0.1 mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CTX0.2	Cefotaxime 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CTX1.6	Cefotaxime 1.6mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/FOX0.4	Cefoxitin 0.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CAZ0.2	Ceftazidime 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CAZ0.8	Ceftazidime 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CAZ3.2	Ceftazidime 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CXM0.8	Cefuroxime 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CXM3.2	Cefuroxime 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CFX3.2	Cefalexin 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/C0.8	Chloramphenicol 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CIP0.2	Ciprofloxacin 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CIP0.8	Ciprofloxacin 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CD0.1	Clindamycin 0.1mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/CO0.8	Colistin 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/E0.1	Erythromycin 0.1mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/E0.2	Erythromycin 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/FOT12.8	Fosfomycin trometamol 12.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/FC0.2	Fusidic acid 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/GM0.1	Gentamicin 0.1mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/GM0.4	Gentamicin 0.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/GM0.8	Gentamicin 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/LZD0.4	Linezolid 0.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/MEM0.4	Meropenem 1.6mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/MEM1.6	Meropenem 0.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/MUP0.4	Mupirocin 0.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/NA3.2	Nalidixic acid 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/NI3.2	Nitrofurantoin 3.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/NI6.4	Nitrofurantoin 6.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/NO0.2	Novobiocin 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/OX0.1	Oxacillin 0.1mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/OX0.2	Oxacillin 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/PG0.006	Penicillin G 0.006mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/PG0.025	Penicillin G 0.025mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/PG0.2	Penicillin G 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/RP0.006	Rifampicin 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/RP0.2	Rifampicin 0.006mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/PTZ0.8	Piperacillin/Tazobactam 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/PTZ1.6	Piperacillin/Tazobactam 1.6mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/TEC0.8	Teicoplanin 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/T0.1	Tetracycline 0.1mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/T0.4	Tetracycline 0.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/TN0.2	Tobramycin 0.2 mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/TM0.05	Trimethoprim 0.05mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/TM0.2	Trimethoprim 0.2mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/TM0.8	Trimethoprim 0.8mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
TAB/VA0.4	Vancomycin 0.4mg	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés

Technologie Multipoint

Code Mast	Désignation	Présentation
-----------	-------------	--------------

ADATAB®S EN COMMANDE SPECIALE

Reportez-vous à la politique de fabrication personnalisée MAST pour plus d'informations.

Tout comprimé ADATAB® peut être fabriqué sur mesure en fonction des caractéristiques et de la disponibilité de l'antibiotique.

1 comprimé pour 100ml 25 comprimés

MAST ID™

Tests biochimiques sur gélose MAST ID™ pour l'identification bactérienne par la technique d'inoculation multipoint. Chaque boîte contient 10 sachets de poudre prépesée pour 200 ml de milieu final.

DM21/A	Aesculin Agar	1 boîte
IDM1/A	Amygdalin Agar	1 boîte
IDM2/A	Arabinose Agar	1 boîte
IDM37/A	Beta-Glucuronidase Agar	1 boîte
IDM14/A	Carbohydrate Agar Base	1 boîte
IDM23/A	Citrate Agar	1 boîte
IDM3/A	Glucose Agar	1 boîte
IDM25/A	H2S Agar	1 boîte
IDM34/A	Indole Agar	1 boîte
IDM4/A	Inositol Agar	1 boîte
IDM26/A	LDC Agar	1 boîte
IDM27/A	Malonate Agar	1 boîte
IDM5/A	Maltose Agar	1 boîte
IDM6/A	Mannitol Agar	1 boîte
IDM28/A	Motility Test Agar	1 boîte
IDM30/A	ODC Agar	1 boîte
IDM29/A	ONPG Agar	1 boîte
IDM31/A	Phenylalanine Agar	1 boîte
IDM8/A	Rhamnose Agar	1 boîte
IDM9/A	Sorbitol Agar	1 boîte
IDM10/A	Sucrose Agar	1 boîte
IDM32/A	Urea Agar Base (Multipoint)	1 boîte
IDM33/A	VP Agar	1 boîte
IDM13/A	Xylose Agar	1 boîte

REACTIFS MAST ID™

DM228s	Urea Solution (40% v/v) à utiliser avec le milieu Urea Agar Base (Multipoint) (IDM32)	10 × 10mL
--------	---	-----------



INOCULATEUR MULTIPOINT AUTOMATIQUE

Délai de livraison possible de 8 semaines

SCANURIDOT	Mast Uri® Dot Inoculateur multipoint automatique avec pédale et pièces de rechange N.B. les équipements appropriés pour 19, 36 ou 96 pointes doivent être commandés à partir de la liste d'accessoires ci-dessous.	1 unité
	Accessoires (à commander séparément)	
SCANES019	Equipement pour inoculation 19 pointes 1 Réservoir inox, 1 tête inox et 19 pointes de 0,3 µL en Inox	1 unité
SCANES019N	Equipement pour inoculation 19 pointes 1 Réservoir inox, 1 tête inox et 19 pointes de 1µL en Inox	1 unité
SCANES036	Equipement pour inoculation 36 pointes 1 Réservoir inox , 1 tête inox et 36 pointes de 0,3 µL en Inox	1 unité
SCANES036N	Equipement pour inoculation 36 pointes 1 Réservoir inox, 1 tête inox et 36 pointes de 1 µL en Inox	1 unité
SCANES096	Equipement pour inoculation 96 pointes 1 tête inox et 96 pointes de 0,3 µL en Inox (utilisable sur microplaque ELISA)	1 unité
SCANES096N	Equipement pour inoculation 96 pointes- 1 tête inox et 96 pointes de 1 µL en Inox (utilisable sur microplaque ELISA)	1 unité
SCAN 110	Pointe inox pour inoculum de 0,3 µL	1
SCAN 110N	Pointe inox pour inoculum de 1 µL	1
SCAN111SS	Tête inox de 19 pointes de 0,3 µL	1
SCAN112SS	Tête inox de 36 pointes de 0,3 µL	1
SCAN113SS	Réservoir inox pour 19 puits	1
SCAN114SS	Réservoir inox pour 36 puits	1
SCAN 496	Tête inox et 96 pointes inox de 0,3 µL	1
SCAN 496N	Tête inox et 96 pointes inox de 0,3 µL	1
SCAN 120	Dispositif de polarisation inox	1



Mast Uri® System

Code Mast

Désignation

Présentation

mast
uri®system

<+d\ \ 'djYkgf 'hgkkaZd \ \ 'OK]e Yaf]k

Mast Uri® System est un ensemble d'instruments, de logiciel et de consommables pour l'examen rapide des échantillons d'urines et la différenciation entre urines infectées et urines stériles ou contaminées. Le système rend les résultats d'identification et d'antibiogramme pour les échantillons à bactériurie potentielle le lendemain de la culture.

Le système est composé de : Mast Uri® Plus analyser (analyseur) ; Mast Uri® Well (aide à la distribution des échantillons); Mast Uri® Plates et Mast Uri® Dot inoculator avec une tête pour 96 puits et 96 pointes inox. Mast Uri® System est destiné à rendre les résultats de manière rapide et élUa a_ [cgVZ

D] '1] kl 'k] 'déroule en 4 étapes 2

1. Inoculation des urines sur les milieux Mast Uri® Plates
2. Incubation de 18 à 24 heures
3. Lecture et analyse le jour suivant la culture
4. Validation des résultats

Plus de 95 % des résultats de l'antibiogramme et de l'identification sont rendus le lendemain après réception de l'échantillon au laboratoire.

Modules, Logiciels et Accessoires

SCANURIPLUS	Mast Uri® Plus Analyser	1
SCANURIWELL	Mast Uri® Well Dispensing aid	1
SCANURIDOT	Mast Uri® Dot Inoculator	1
URIINTER	Mast Uri® Plus Interface Module	1
URIMAIN	Mast Uri® Plus Maintenance contract	1
SCANURILOCATÉ	Mast Uri® locator orientation marker pin 1.6mm	1
SCANURILOCATEN	Mast Uri® locator orientation marker pin 2.4mm	1

mast
uri®plates

Gamme standard de milieux pour l'antibiogramme et l'identification sous format de microplaque ELISA de 96 puits pour le dépistage des bactériuries.

Les microplaques fabriquées selon les spécifications du client sont produites en fonction de la capacité de production de Mast. Les microplaques d'antibiotiques et d'identification peuvent être combinées en fonction des besoins spécifiques du client. Prix sur demande.



[5 fcgW \[Uf bagdb'ge Vj\] Xad Sfja` e egd'S Xsèa` Va` f 'Mekefi _ W? Sef Gd?-E kefW_ bVjgf dSfja` S'feWdhafdW _ \[UchT\]a`àY\[Wdes urinesz](#)

Milieux de culture et Suppléments

Code Mast Désignation

MILIEUX DE CULTURE CLINIQUES & INDUSTRIELS

Conditionnement en 500g sauf indication contraire

DM095D	Baird Parker Medium
DM100D	Blood Agar Base
DM101D	Blood Agar Base-Special
DM104D	Brain Heart Infusion Agar
DM105-2D	Brilliant Green Agar (Modified Formula)
DM269D	Buffered Rappaport Vassiliadis Broth
DM111D	C.L.E.D. with Andrade's Indicator
DM119D	Cooked Meat Granules - 250g
DM120D	Cooked Meat Medium
DM215D	D.S.T. Agar (Sulphonamide Antagonist Free)
DM132D	DNase Agar
DM133D	Eosin Methylene Blue Agar
DM150D	MacConkey Broth
DM171D	Mueller Hinton Broth
DM180D	Nutrient Broth
DM185D	Peptone Water
DM195D	Plate Count Agar
DM218D	T.C.B.S. Cholera Medium
DM228D	Urea Agar Base
DM493D	Violet Red Bile (Glucose) Agar
DM480D	Violet Red Bile (Lactose) Agar
DM235D	Wilkins Chalgren Agar
DM496D	Yeast Extract Agar
DM252D	<i>Yersinia</i> Agar Base
DM106D	Brain Heart Infusion Broth
DM494D	Buffered Peptone Water
DM253D	<i>Burkholderia cepacia</i> Medium
DM470D	C.E.M.O. Agar
DM110D	C.L.E.D. Medium
DM115D	Columbia Agar
DM130D	D.C.A. (Hynes)
DM135D	Endo Agar
DM136D	G.C. Agar Base
DM134D	Hektoen Enteric Agar
DM137D	Kligler's Iron Agar
DM258D	<i>Legionella</i> BCYE Agar Base
DM440D	M.S.R.V. (<i>Salmonella</i>) Medium
DM141D	MacConkey Agar
DM140D	MacConkey Agar (without salt)
DM142D	MacConkey Agar No.2
DM143D	MacConkey Agar No.3
DM160D	Mannitol Salt Agar
DM170D	Mueller Hinton Agar
DM179D	Nutrient Agar
DM251D	Preston Blood Free Campylobacter Agar Base
DM205D	S.S. Agar
DM200D	Sabouraud Dextrose Agar
DM211D	Simmons Citrate Agar
DM491D	Sorbitol MacConkey Agar
DM219S	Tetrathionate Broth - 460g
DM221D	Thioglycollate Broth USP
DM224D	Triple Sugar Iron Agar (TSI)
DM225D	Tryptone Soy Agar
DM226D	Tryptone Soy Broth
DM228D	Urea Agar Base
DM228S	Urea Solution (40% v/v) 10 x 10mL
DM230D	X.L.D. Agar

Des fûts de 5 Kg sont disponibles sur commande spéciale. Veuillez vous référer à la politique de fabrication spéciale Mast pour plus d'information.

Milieux de culture et Suppléments

Code Mast	Désignation	Présentation
-----------	-------------	--------------

Les produits suivants sont disponibles sur commande spéciale. Le délai de production est de 4 à 6 semaines. Commande minimale de 1 boîte.

INGREDIENTS

RM10A	Agar A	100g
RM10B	Agar A	500g
RM20A	Beef Extract, Neutralised Powder	100g
RM20B	Beef Extract, Neutralised Powder	500g
RM25A	Bile Salts	100g
RM25Q	Bile Salts	250g
RM30A	Casein Hydrolysate, Acidic	100g
RM30Q	Casein Hydrolysate, Acidic	250g
RM31A	Casein Hydrolysate, Enzymic	100g
RM31Q	Casein Hydrolysate, Enzymic	250g
RM50A	Peptone, A, Neutralised	100g
RM50Q	Peptone, A, Neutralised	250g
RM51A	Peptone, B	100g
RM51Q	Peptone, B	250g
RM52A	Bacteriological Peptone	100g
RM52Q	Bacteriological Peptone	250g
RM60A	Sodium Desoxycholate	100g
RM70A	Yeast Extract	100g
RM70B	Yeast Extract	500g
RM71A	Yeast Extract Special	100g
RM71B	Yeast Extract Special	500g

Devis sur demande pour les commandes en vrac.

Milieux de culture et Suppléments

Code Mast Désignation Usage Présentation

SUPPLEMENTS SELECTIFS

MAST SELECTATAB™ et SELECTAVIAL™ sont des suppléments lyophilisés sous la forme de comprimés ou de flacons pour la préparation de milieux de différenciation, de milieux sélectifs et de milieux d'enrichissement.

MAST SELECTATAB™, SELECTAVIAL™ et les boîtes de milieux déshydratés en 500 g sont disponibles sur stock.

Les fûts de 5 Kg de milieux déshydratés sont disponibles sur commande spéciale. Se référer aux conditions de fabrication spéciale pour plus d'informations.

MS25	Sélection des Actinomycètes Actinomycete Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
DM115D	Columbia Agar		500g
MS8A SV8	Isolement des Anaérobies Neomycin Selectatab Neomycin Selectavial	1 comprimé pour 500 mL 1 flacon pour 1 litre	10 comprimés 10 flacons
SV9	Nalidixic Acid Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
DM101D	Blood Agar Base Special		500g
DM115D	Columbia Agar		500g
MS10	Sélection de Bordetella Cefalexin Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
MS22 SV22	Sélection de Burkholderia cepacia <i>Burkholderia cepacia</i> Selectatab <i>Burkholderia cepacia</i> Selectavial	1 comprimé pour 100mL 1 flacon pour 500mL	25 comprimés 10 flacons
DM253D	<i>Burkholderia cepacia</i> Medium		500g
SV3	Sélection de Campylobacter Camp Selectavial (Skirrow)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
MS18 SV18	Camp Selectatab (Preston Blood Free) Camp Selectavial (Preston Blood Free)	1 comprimé pour 250 mL 1 flacon pour 1 litre	25 comprimés 10 flacons
MS26	Camp Selectatab (Modified Butzler Medium Virion)	1 comprimés pour 500mL	10 comprimés
DM101D	Blood Agar Base Special		500g
DM115D	Columbia Agar		500g
DM251D	Preston Blood Free Campylobacter Agar Base		500g
SV59 SV61	Campylobacter Enrichissement sélectif <i>Campylobacter</i> Selective Supplement (Exeter) <i>Campylobacter</i> Growth Supplement (FBP)	1 flacon pour 1.125 litres 1 flacon pour 1.125 litres	10 flacons 10 flacons
MS31 MS32 MS60 DM470D	Milieu sélectif C.E.M.O. et supplement <i>(Tequigenitalis)</i> C.E.M.O. 1 Selectatab C.E.M.O. 2 Selectatab C.E.M.O. Supplement Selectatab C.E.M.O Agar	1 comprimé pour 100mL 1 comprimé pour 100mL 1 comprimé pour 500mL	25 comprimés 25 comprimés 10 comprimés 500g

Milieux de culture et Suppléments

Code Mast	Désignation	Usage	Présentation
SV23	Sélection de Clostridium difficile <i>Clostridium difficile</i> Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV48	Sélection de E.coli O157 Cefixime Tellurite (CT) Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV49	Cefixime Tellurite (CT) Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
DM491D	Sorbitol MacConkey Agar		500g
DM494D	Enrichissement E.coli O157 Buffered Peptone water		500g
SV30	Novobiocin Selectavial	1 flacon pour 2.25 litres	10 flacons
DM115D	Columbia Agar		500g
MS15	Sélection de Gardnerella <i>Gardnerella</i> Selectatab	1 comprimé pour 250mL	25 comprimés
DM115D	Columbia Agar		500g
SV5	Sélection des Gonocoques G.C. Selectavial (V.C.T.)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV6	G.C. Selectavial (V.C.N.T.)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV16	G.C. Growth Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV20	G.C. Selectavial (L.C.A.T.)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
DM136D	G.C.Agar Base		500g
MS27	Sélection de Haemophilus <i>Haemophilus</i> Selectatab (Bacitracin)	1 comprimé pour 100 mL	25 comprimés
SV27	<i>Haemophilus</i> Selectavial (Bacitracin)	1 comprimé pour 1 litre	10 flacons
SV82	NAD Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
DM115D	Columbia Agar		500g
SV36	Sélection de Legionella <i>Legionella</i> Selectavial (MWY) <i>Legionella</i>	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV37	Selectavial (PNV)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV94	GVPN Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
DM258D	<i>Legionella</i> B.C.Y.E Agar Base		500g
SV35	Enrichissement de Legionella <i>Legionella</i> Growth Supplement (L-CYS)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
DM258D	<i>Legionella</i> B.Y.C.E Agar Base		500g
SV33	Sélection de Listeria <i>Listeria</i> Selectavial (Oxford) Formula	1 flacon pour 500mL	10 flacons
DM256D	<i>Listeria</i> Selective Agar Base (Oxford)		500g
SV34	Enrichissement de Listeria <i>Listeria</i> Selectavial (Selective Enrichment)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
MS24	Sélection des Mycobactéries <i>Mycobacteria</i> Selectatab (Kirchner)	1 comprimé pour 500mL	10 comprimés
SV24	<i>Mycobacteria</i> Selectavial (Kirchner)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV40	Sputagest Selectavial	1 flacon pour 100mL	10 flacons



Milieux de culture et Suppléments

Code Mast	Désignation	Usage	Présentation
MS2	Inhibition de l'envahissement de Proteus P.N.P.G. Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
MS2A	P.N.P.G. Selectatab	1 comprimé pour 500mL	10 comprimés
DM440D	Sélection Salmonella M.S.R.V. (<i>Salmonella</i>) Medium		500g
MS29	Isolement du Staphylococcus aureus Méti-R MRSA Selectatab (Oxacillin)	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
DM160D	Mannitol Salt Agar		500g
DM215D	Induction de la β-lactamase de S.aureus D.S.T. Agar (Sulphonamide Antagonist Free)		500g
MS12	Sélection des Streptocoques <i>Streptococcus</i> Selectatab	1 comprimé pour 250mL	25 comprimés
DM101D	Blood Agar Base Special		500g
DM115D	Columbia Agar		500g
SV11	Sélection Staphylococcus/Streptococcus Staph/Strep Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
DM115D	Columbia Agar		500g
MS19	Sélection de Yersinia <i>Yersinia</i> Selectatab	1 comprimé pour 250mL	25 comprimés
DM252D	<i>Yersinia</i> Agar Base		500g
SV54	Isolement des Levures et Moisissures Chloramphenicol Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
DM200D	Sabouraud Dextrose Agar		500g
DM487D	OGYE Agar		500g
DM702D	Yeast Glucose Chloramphenicol Agar		500g

Les suppléments non listés peuvent être obtenus sur commande spéciale au format SELECTATAB™ ou SELECTAVIAL™.
Se référer aux conditions de fabrication spéciale pour plus d'information.

Milieux de culture et Suppléments

Code Mast	Désignation	Usage	Présentation
MAST ID™ CHROMagar® Candida			
IDM40/L	MAST ID™ CHROMagar® Candida Détection et l'identification de <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> et autres <i>Candidas</i> . Présentation en sachets		10 x 100mL sachets
IDM40D	MAST ID™ CHROMagar® Candida Détection et l'identification de <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> et autres <i>Candidas</i> (Sur commande spéciale uniquement, avec délai de 4 semaines)		500g
MAST - POURITE™ Anti-bulle pour milieux de base.			
MP1A	MAST-POURITE™		60mL
MAST® REDIPREP® PREPARED EGG MEDIA Milieux prêts à l'emploi à l'œuf pour l'isolement des mycobactéries. Disponible sur stock.			
EM100	Löwenstein-Jensen Medium		50 flacons avec gélose en pente
EM102	Löwenstein-Jensen Medium with Pyruvate		50 flacons avec gélose en pente

Milieux de culture et Suppléments

Code Mast Désignation Usage Présentation

SUPPLEMENTS SELECTIFS

MAST SELECTATAB™ et SELECTAVIAL™ sont des suppléments lyophilisés sous la forme de comprimés ou de flacons pour la préparation de milieux de différenciation, de milieux sélectifs et de milieux d'enrichissement.

MS25	Actinomycete Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
MS22	<i>Burkholderia cepacia</i> Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
SV22	<i>Burkholderia cepacia</i> Selectavial	1 tube pour 500mL	10 flacons
MS31	C.E.M.O. 1 Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
MS32	C.E.M.O. 2 Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
MS60	C.E.M.O. Supplement Selectatab	1 comprimé pour 500mL	10 comprimés
MS26	Camp Selectatab (Modified Butzler)	1 comprimé pour 500mL	10 comprimés
MS18	Camp Selectatab (Preston Blood Free)	1 comprimé pour 250mL	25 comprimés
MS3	Camp Selectatab (Skirrow)	1 comprimé pour 250mL	25 comprimés
SV18	Camp Selectavial (Preston Blood Free)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV3	Camp Selectavial (Skirrow)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV61	<i>Campylobacter</i> Growth Supplement	1 flacon pour 1.125 litres	10 flacons
SV59	<i>Campylobacter</i> Selective Supplement	1 flacon pour 1.125 litres	10 flacons
SV48	Cefixime Tellurite (CT) Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV49	Cefixime Tellurite (CT) Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
MS10	Cefalexin Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
SV54	Chloramphenicol Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV23	<i>Clostridium difficile</i> Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV16	G.C. Growth Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV20	G.C. Selectavial (L.C.A.T.)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV6	G.C. Selectavial (V.C.N.T.)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV5	G.C. Selectavial (V.C.T.)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
MS15	<i>Gardnerella</i> Selectatab	1 flacon pour 250mL	25 comprimés
SV94	GVPN Selectavial	1 flacon pour 500mL	10 flacons
MS27	<i>Haemophilus</i> Selectatab (Bacitracin)	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
SV27	<i>Haemophilus</i> Selectavial (Bacitracin)	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV35	<i>Legionella</i> Growth Supplement (L-CYS)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV36	<i>Legionella</i> Selectavial (MWY)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV37	<i>Legionella</i> Selectavial(PNV)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV33	<i>Listeria</i> Selectavial (Oxford) Formula	1 flacon pour 500mL	10 flacons
MS29	MRSA Selectatab (Oxacillin)	1 comprimé pour 100ml	25 comprimés
MS24	<i>Mycobacteria</i> Selectatab (Kirchner)	1 comprimé pour 500ml	10 comprimés
SV24	<i>Mycobacteria</i> Selectavial (Kirchner)	1 flacon pour 500mL	10 flacons
SV82	NAD Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV9	Nalidixic Acid Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
MS8	Neomycin Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
MS8A	Neomycin Selectatab	1 comprimé pour 500mL	10 comprimés
SV8	Neomycin Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV30	Novobiocin Selectavial	1 flacon pour 2.25 litres	10 flacons
MS2	P.N.P.G. Selectatab	1 comprimé pour 100mL	25 comprimés
MS2A	P.N.P.G. Selectatab	1 comprimé pour 500mL	10 comprimés
SV2	P.N.P.G. Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
SV40	Sputagest Selectavial	1 flacon pour 100mL	10 flacons
SV11	Staph/Strep Selectavial	1 flacon pour 1 litre	10 flacons
MS12	<i>Streptococcus</i> Selectatab	1 comprimé pour 250mL	25 comprimés
MS19	<i>Yersinia</i> Selectatab	1 comprimé pour 250mL	25 comprimés



Les suppléments non listés peuvent être obtenus sur commande spéciale au format SELECTATAB™ SELECTAVIAL™.

Se référer aux conditions de fabrication spéciales pour plus d'informations.

Produits généraux de laboratoire

Code Mast	Désignation	Présentation
DETECTION DE LA BACTERIURIE		
BTR1	BACTERURITEST™ Strips (5 x 200 bandelettes stériles/boîte)	1 boîte
DM110D	C.L.E.D. Medium	500g
DM111D	C.L.E.D. Medium with Andrade's Indicator	500g
IDM37/A	Beta-Glucuronidase Agar	10 x 200mL

CONSERVATION & STOCKAGE DES BACTERIES

mast[®]cryobank[®]

MAST[®] CRYOBANK[®] Système de conservation et stockage des bactéries

CRYO/R	64 flacons contiennent des cryobilles rouges	1 boîte
CRYO/B	64 flacons contiennent des cryobilles bleues	1 boîte
CRYO/Y	64 flacons contiennent des cryobilles jaunes	1 boîte
CRYO/G	64 flacons contiennent des cryobilles vertes	1 boîte
CRYO/M	64 flacons de billes multicolores (16 de chaque couleur)	1 boîte
CRYO/Z	CRYOBLOCK Portoir isotherme 18 trous	1

RECHERCHE DE SANG OCCULTE DANS LES SELLES

OCCU1	MAST [®] OCCUTEST™ REAGENTS. Kit de 200 tests recherche de sang occulte dans les selles pour le dépistage du cancer colorectal. Contient un contrôle positif.	200 tests
OCCU2	MAST [®] OCCUTEST™ Sample Cards. 50 cartes de lecture.	50 x 6 échantillons

PHOSPHATE BUFFERED SALINE*

3057	PBS pour sérologie pH7	20 litres
3058	PBS pour sérologie pH7	12 litres

* Livraison de ce produit uniquement sur palette. Commande minimale d'une palette - équivalent à 10 boîtes.

Produits d'identification

Code Mast	Désignation	Présentation
IDENTIFICATION DE CAMPYLOBACTER SPP		
CAMP-ID	MAST ID™ CAMP IDENTIFICATION SYSTEM Système 3 tests pour l'identification présomptive des <i>Campylobacter spp</i> thermophiles	10 tests
LMP721	Loopamp Campylobacter detection kit (Usage de recherche uniquement) Test de biologie moléculaire. Disponible sur commande spéciale avec un délai de 5 semaines	48 tests

TESTS RAPIDES AU LATEX RAPIDES SUR LAME ET PRODUITS ASSOCIES

RST 101	MASTASTAPH™ Test d'agglutination latex pour l'identification de <i>Staphylococcus aureus</i> (consulter également la section Milieux & Suppléments) Disponible sur commande spéciale avec un délai de 6 à 8 semaines	120 tests
RST 201	MASTASTREP™ - Enzyme Extraction. Test d'agglutination latex pour le groupage des streptocoques. Identifie les groupes de Lancefield A, B, C, D, F & G. (consulter également la section Milieux & Suppléments)	50 tests
RST501	MASTALEX™ MRSA Test rapide au latex pour la détection de <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (SARM).	48 tests
RST601	MASTALEX™ RA80 Test au latex pour la recherche du facteur rhumatoïde. Le kit contient le latex sensibilisé, les cartes de lecture et les contrôles.	100 tests
RST602	MASTALEX™ RA80 Test au latex pour la recherche du facteur rhumatoïde. Réactifs seuls.	500 tests
RST7001	MAST Toxoreagent - Test de détection du toxoplasme. Coffret complet pour la détection des anticorps anti-Toxoplasma : suspension de latex, tampon et sérum de contrôle positif.	50 tests

DETECTION RAPIDE DE LA PRODUCTION DE β -LACTAMASE

ETO/1	MAST ID™ Intralactam Strips	25 bandelettes
ETO2	MAST ID™ Intralactam Circles	10 disques
D59	Nitrocefin Discs	50 disques

BANDELETTES MAST ID™ IDENTIFICATION

ETO4	MAST ID™ Oxidase Strips - Bandelettes pour le test de l'oxydase.	25 bandelettes
ETO6	MAST ID™ Aesculin Strips - Test de détection de l'hydrolyse de l'esculine.	25 bandelettes
ETO7	MAST ID™ PYR Strips - Test de détection de l'activité pyrrolidonyl amino peptidase.	25 bandelettes

Produits d'identification

Code Mast	Désignation	Présentation
IDENTIFICATION DES HAEMOPHILUS		
MID/XV	MAST ID™ XV Mirror ring. MASTRING® contient les disques X et V	50 couronnes
D43	X Factor Discs en flacons	100 tests
D43C	X Factor Discs en cartouches	250 tests
D44	V Factor Discs en flacons	100 tests
D44C	V Factor Discs en cartouches	250 tests
D45	X+V Factor Discs en flacons	100 tests
D45C	X+V Factor Discs en cartouches	250 tests
DM184D	Peptone Agar	500g

IDENTIFICATION DES BACTERIES ANAEROBIES GRAM NEGATIVES

MID8	MASTRING® pour l'identification des bactéries anaérobies Gram négatives non-sporulantes	50 couronnes
------	---	--------------

IDENTIFICATION DES STAPHYLOCOQUES

MID/STAPH	MASTRING® pour l'identification des staphylocoques Gram négatifs.	50 couronnes
SV78/3ML	Plasma Coagulase-EDTA	10 x 3mL
SV78/20ML	Plasma Coagulase-EDTA	6 x 20mL

mastdiscs®

ID

IDENTIFICATION DISCS (FLACONS)

ID	Désignation	Identification présumptive:	Test/Boîte
D40	Bacitracin Discs (0.04i.u.)	Streptocoques du groupe A	100
D41	Bacitracin Discs (0.1i.u.)	Streptocoques du groupe A	100
D42	Optochin Discs	<i>Pneumoniae</i>	100
D43	X Factor Discs	<i>Haemophilus</i>	100
D44	V Factor Discs	<i>Haemophilus</i>	100
D45	X+V Factor Discs	<i>Haemophilus</i>	100
D46	Metronidazole Discs	<i>Gardnerella vaginalis</i>	100
D48	Lysostaphin Discs	<i>Staphylocoques/microcoques</i>	50
D57	Oxidase Discs	<i>Pseudomonas</i>	100
D59	Nitrocefin Discs	β lactamase Detection	50

mastdiscs®

ID

IDENTIFICATION DISCS EN CARTOUCHES

ID	Désignation	Identification présumptive:	Tests/Boîte
D40C	Bacitracin Discs (0.04i.u.)	Streptocoques du groupe A	250
D41C	Bacitracin Discs (0.1i.u.)	Streptocoques du groupe A	250
D42C	Optochin Discs	<i>Strep.pneumoniae</i>	250
D43C	X Factor Discs	<i>Haemophilus</i>	250
D44C	V Factor Discs	<i>Haemophilus</i>	250
D45C	X+V Factor Discs	<i>Haemophilus</i>	250
D46C	Metronidazole Discs	<i>Gardnerella vaginalis</i>	250
D47C	Sulphathiazole Discs	<i>Gardnerella vaginalis</i>	250
D51C	Nitrate Discs	Nitrate Reductase des anaérobies	250
D55C	SPS Discs	<i>P. anaerobius</i>	250
D57C	Oxidase Discs	<i>Pseudomonas</i>	250
D71C	CAT™ ID	Carbapénèmases	250

Produits d'identification

Code Mast Désignation Résistance Tests/Boîte

mastdiscs
combi

ENSEMBLES DE DISQUES COMBINÉS POUR LA DÉTECTION DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

D52C	Extended Spectrum β Lactamase Set	ES β Ls	50 tests
D62C	Cefotaxime 30 & Cefotaxime 30/Clavulanic Acid 10	ES β Ls	150 tests
D63C	Cefepime 30 & Cefepime 30/Clavulanic Acid 10	ES β Ls	150 tests
D64C	Ceftazidime 30 & Ceftazidime 30/Clavulanic Acid 10	ES β Ls	150 tests
D66C	Cefpodoxime 10 & Cefpodoxime 10/Clavulanic Acid 1	ES β Ls	150 tests
D67C	Extended Spectrum β Lactamase Set (CPD10)	ES β Ls	50 tests
D68C	AmpC & ESBL Detection Set	AmpC/ES β Ls	50 tests
D69C	AmpC Detection Set	AmpCs	50 tests
D70C	Carbapenemase Detection Set	MBL/KPCs	50 tests
D73C	<i>Carba plus</i>	MBL/KPC/OXA	50 tests

NOUVEAU !

Remarque: Le kit de détection de carbapénémases (D70C) sera éliminé et remplacé par *Carba plus* (D73C)
Essais supplémentaires de dépistage et d'identification des carbapénémases

D71C	CAT™ ID - Pour l'identification présumée de la production de Carbapénémases	MBL/KPC/OXAs	250 tests
TEM30C	Temocillin 30 μ g - Identification présomptive des enzymes OXA et OXA-48-like enzymes .		5 x 50 disques

IDENTIFICATION DES SARM

RST501	MASTALEX-MRSA™ Rapid Latex Test pour la détection de la résistance à la méticilline de <i>Staphylococcus aureus</i>		48 tests
STOX	Oxacillin Strips (50 bandelettes par boîte) (ce produit remplace directement les bandelettes de méticilline STMT)		1 boîte
MS29	MRSA (Oxacillin) Selectatab™		25 x 100mL comprimés
OX1	Oxacillin Susceptibility Discs en flacons		100 disques/flacon
OX1C	Oxacillin Susceptibility Discs en cartouches		5 x 50 disques
FOX10	Cefoxitin Susceptibility Discs en flacons		100 disques/flacon
FOX10C	Cefoxitin Susceptibility Discs en cartouches		5 x 50 disques
TAB/OX0.2	Oxacillin 0.4 ADATAB®		qsp 25 x 100mL
TAB/FOX0.4	Cefoxitin 0.4 ADATAB®		qsp 25 x 100mL
DM160D	Mannitol Salt Agar		500g
DM170D	Mueller Hinton Agar		500g
DM215D	D.S.T. Agar		500g
DM115D	Columbia Agar		500g

IDENTIFICATION DE CANDIDA SPP.

IDM40/L	MAST ID™ CHROMagar® Candida pour la détection et l'identification de <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> et autres espèces de Candida.		10 x 100mL sachets
IDM40D	MAST ID™ CHROMagar® Candida pour la détection et l'identification de <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> et autres espèces de Candida. (Disponible sur commande spéciale uniquement avec un délai de 4 semaines)		500g

Antisérums bactériens agglutinants

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

MAST ASSURE™ ANTISERUM- PRODUITS EN STOCK
ANTISERUM E.COLI O - MONOVALENT
DISPONIBLES SUR STOCK

M12014	<i>Escherichia coli</i> Factor O26	2mL
M12016	<i>Escherichia coli</i> Factor O111	2mL
M12017	<i>Escherichia coli</i> Factor O119	2mL
M12018	<i>Escherichia coli</i> Factor O127a	2mL
M12030	<i>Escherichia coli</i> Factor O157	2mL

E.COLI O ANTISERA MONOVALENT
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

M12013	<i>E. coli</i> O1	2mL
M12015	<i>E. coli</i> O86a	2mL
M12019	<i>E. coli</i> O128	2mL
M12020	<i>E. coli</i> O44	2mL
M12021	<i>E. coli</i> O55	2mL
M12022	<i>E. coli</i> O125	2mL
M12023	<i>E. coli</i> O126	2mL
M12024	<i>E. coli</i> O146	2mL
M12025	<i>E. coli</i> O166	2mL
M12026	<i>E. coli</i> O18	2mL
M12027	<i>E. coli</i> O114	2mL
M12028	<i>E. coli</i> O142	2mL
M12029	<i>E. coli</i> O151	2mL
M12031	<i>E. coli</i> O158	2mL
M12032	<i>E. coli</i> O6	2mL
M12033	<i>E. coli</i> O27	2mL
M12034	<i>E. coli</i> O78	2mL
M12035	<i>E. coli</i> O148	2mL
M12036	<i>E. coli</i> O159	2mL
M12037	<i>E. coli</i> O168	2mL
M12038	<i>E. coli</i> O20	2mL
M12039	<i>E. coli</i> O25	2mL
M12040	<i>E. coli</i> O63	2mL
M12041	<i>E. coli</i> O153	2mL
M12042	<i>E. coli</i> O167	2mL
M12043	<i>E. coli</i> O8	2mL
M12044	<i>E. coli</i> O15	2mL
M12045	<i>E. coli</i> O115	2mL
M12046	<i>E. coli</i> O169	2mL
M12047	<i>E. coli</i> O28ac	2mL
M12048	<i>E. coli</i> O112ac	2mL
M12049	<i>E. coli</i> O124	2mL
M12050	<i>E. coli</i> O136	2mL
M12051	<i>E. coli</i> O144	2mL
M12052	<i>E. coli</i> O29	2mL
M12053	<i>E. coli</i> O143	2mL
M12054	<i>E. coli</i> O152	2mL
M12055	<i>E. coli</i> O164	2mL

ANTISERUM E.COLI O - POLYVALENT
DISPONIBLES SUR STOCK

M14263	<i>E. coli</i> POLY 2 Factors O26, O55, O111, O119, O126	2mL
M14270	<i>E. coli</i> POLY 3 Factors O86, O114, O125, O127, O128	2mL
M14287	<i>E. coli</i> POLY 4 Factors O44, O112, O124, O142	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

ANTISERUM MAST ASSURE™ - PRODUITS EN STOCK (Suite)

ANTISERUM E.COLI O - POLYVALENT

DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

M12005	POLYVALENT D1(O1, O26, O86a, O111, O119, O127a, O128)	2mL
M12006	POLYVALENT D2 (O44, O55, O125, O126, O146, O166)	2mL
M12007	<i>E. coli</i> POLY D3 Factors O18, O114, O142, O151, O157)	2mL
M12008	POLYVALENT D4 (O6, O27, O78, O148, O159, O168)	2mL
M12009	POLYVALENT D5 (O20, O25, O63, O153, O167)	2mL
M12010	POLYVALENT D6 (O8, O15, O115, O169)	2mL
M12011	POLYVALENT D7 (O28ac, O112ac, O124, O136, O144)	2mL
M12012	<i>E. coli</i> POLY D8 Factors O29, O143, O152, O164	2mL

ANTISERUM E.COLI H MONOVALENT

DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

M12056	<i>E. coli</i> H-2	5mL
M12057	<i>E. coli</i> H-4	5mL
M12058	<i>E. coli</i> H-5	5mL
M12059	<i>E. coli</i> H-6	5mL
M12060	<i>E. coli</i> H-7	5mL
M12061	<i>E. coli</i> H-9	5mL
M12062	<i>E. coli</i> H-10	5mL
M12063	<i>E. coli</i> H-11	5mL
M12064	<i>E. coli</i> H-12	5mL
M12065	<i>E. coli</i> H-16	5mL
M12066	<i>E. coli</i> H-18	5mL
M12067	<i>E. coli</i> H-19	5mL
M12068	<i>E. coli</i> H-20	5mL
M12069	<i>E. coli</i> H-21	5mL

ANTISERUM HAEMOPHILUS INFLUENZAE

DISPONIBLES SUR STOCK

M11303	<i>H. influenzae</i> Type b	2mL
--------	-----------------------------	-----

ANTISERUM HAEMOPHILUS INFLUENZAE

DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

M11302	<i>H. influenzae</i> Type a	2mL
M11304	<i>H. influenzae</i> Type c	2mL
M11305	<i>H. influenzae</i> Type d	2mL
M11306	<i>H. influenzae</i> Type e	2mL
M11307	<i>H. influenzae</i> Type f	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

MAST ASSURE™ ANTISERUMS - PRODUITS EN STOCK (Suite)
ANTISERUMS SALMONELLA O - MONOVALENT
DISPONIBLES SUR STOCK

M10310	Salmonella O Factor O2	2mL
M10311	Salmonella O Factor O4	2mL
M10312	Salmonella O Factor O7	2mL
M10313	Salmonella O Factor O8	2mL
M10314	Salmonella O Factor O9	2mL
M10316	Salmonella O Factor <u>O3,10</u>	2mL
M10321	Salmonella O Factor <u>O6,14</u>	2mL
M10326	Salmonella O Factor Vi	2mL

ANTISERUMS SALMONELLA O - MONOVALENT
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

M10315	Salmonella O Factor <u>O9,46</u>	2mL
M10318	Salmonella O Factor <u>O1,3,19</u>	2mL
M10319	Salmonella O Factor O11	2mL
M10322	Salmonella O Factor O16	2mL
M10323	Salmonella O Factor O18	2mL
M10324	Salmonella O Factor O21	2mL
M10325	Salmonella O Factor O35	2mL

ANTISERUMS SALMONELLA O - POLYVALENT
DISPONIBLES SUR STOCK

M10308	POLY O Factor O2, O4, O7, O8, O9, <u>O9, 46, O3, 10</u> et <u>O1,3,19</u>	2mL
M10309	POLY O1 Factor O11, O13, <u>O6, 14, O16, O18, O21, O35</u>	2mL
M14294	POLY O A-G	2mL
M14300	POLY O A-S	2mL
M92537	Omnivalent (Kauffmann-White group A-067)	2mL

ANTISERUMS SALMONELLA H - MONOVALENT
DISPONIBLES SUR STOCK

M10327	Salmonella H Factor a	2mL
M10328	Salmonella H Factor b	2mL
M10329	Salmonella H Factor c	2mL
M10330	Salmonella H Factor d	2mL
M10331	Salmonella H Factor e, h	2mL
M14335	Salmonella H Factor G	2mL
M10332	Salmonella H Factor E	2mL
M10333	Salmonella H Factor i	2mL
M10344	Salmonella H Factor 2	2mL
M10345	Salmonella H Factor 5	2mL
M10346	Salmonella H Factor 6	2mL
M10364	Salmonella H Factor f	2mL
M10365	Salmonella H Factor m	2mL
M10366	Salmonella H Factor p	2mL
M10367	Salmonella H Factor q	2mL
M10368	Salmonella H Factor s	2mL
M10369	Salmonella H Factor t	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

ANTISERUMS MAST ASSURE™ - PRODUITS EN STOCK (Suite)

ANTISERUMS SALMONELLA H - MONOVALENT

DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

M10335	<i>Salmonella</i> H Factor L	2mL
M10337	<i>Salmonella</i> H Factor y	2mL
M10338	<i>Salmonella</i> H Factor e,n	2mL
M10340	<i>Salmonella</i> H Factor v	2mL
M10341	<i>Salmonella</i> H Factor w	2mL
M10342	<i>Salmonella</i> H Factor z13	2mL
M10343	<i>Salmonella</i> H Factor z28	2mL
M10347	<i>Salmonella</i> H Factor 7	2mL
M10348	<i>Salmonella</i> H Factor z6	2mL
M10370	<i>Salmonella</i> H Factor u	2mL
M10372	<i>Salmonella</i> H Factor z23	2mL
M10373	<i>Salmonella</i> H Factor z24	2mL
M10374	<i>Salmonella</i> H Factor z32	2mL
M10376	<i>Salmonella</i> H Factor x	2mL
M10377	<i>Salmonella</i> H Factor a	2mL
M10378	<i>Salmonella</i> H Factor z	2mL
M10379	<i>Salmonella</i> H Factor z4	2mL
M10380	<i>Salmonella</i> H Factor z10	2mL
M10381	<i>Salmonella</i> H Factor z29	2mL

ANTISERUMS SALMONELLA H - POLYVALENT

DISPONIBLES SUR STOCK

M14317	POLYVALENT PHASE 1 & 2 (a-z29)	2mL
M10339	POLYVALENT PHASE 2 (H-1)	2mL
M14324	RAPID DIAGNOSTIC 1 Factors b, d, E, r	2mL
M14331	RAPID DIAGNOSTIC 2 Factors b, E, k, L	2mL
M14348	RAPID DIAGNOSTIC 3 Factors d, E, G, k	2mL

ANTISERUMS SHIGELLA - MONOVALENT

DISPONIBLES SUR STOCK

M10116	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 1	2mL
M10126	<i>Shigella flexneri</i> Type I	2mL
M10127	<i>Shigella flexneri</i> Type II	2mL
M10130	<i>Shigella flexneri</i> Type V	2mL
M10131	<i>Shigella flexneri</i> Type VI	2mL
M10136	<i>Shigella boydii</i> Type 2	2mL
M10150	<i>Shigella sonnei</i> Phase I	2mL
M10151	<i>Shigella sonnei</i> Phase II	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

ANTISERUMS MAST ASSURE™ - PRODUITS EN STOCK (Suite)
SHIGELLA ANTISERA - MONOVALENT
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

M10117	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 2	2mL
M10118	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 3	2mL
M10119	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 4	2mL
M10120	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 5	2mL
M10121	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 6	2mL
M10122	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 7	2mL
M10123	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 8	2mL
M10124	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 9	2mL
M10125	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 10	2mL
M10152	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 11	2mL
M10153	<i>Shigella dysenteriae</i> Type 12	2mL
M10128	<i>Shigella flexneri</i> Type III	2mL
M10129	<i>Shigella flexneri</i> Type IV	2mL
M10132	<i>Shigella flexneri</i> Group (3)4	2mL
M10133	<i>Shigella flexneri</i> Group 6	2mL
M10134	<i>Shigella flexneri</i> Group 7(8)	2mL
M10135	<i>Shigella boydii</i> Type 1	2mL
M10137	<i>Shigella boydii</i> Type 3	2mL
M10138	<i>Shigella boydii</i> Type 4	2mL
M10139	<i>Shigella boydii</i> Type 5	2mL
M10140	<i>Shigella boydii</i> Type 6	2mL
M10141	<i>Shigella boydii</i> Type 7	2mL
M10142	<i>Shigella boydii</i> Type 8	2mL
M10143	<i>Shigella boydii</i> Type 9	2mL
M10144	<i>Shigella boydii</i> Type 10	2mL
M10145	<i>Shigella boydii</i> Type 11	2mL
M10146	<i>Shigella boydii</i> Type 12	2mL
M10147	<i>Shigella boydii</i> Type 13	2mL
M10148	<i>Shigella boydii</i> Type 14	2mL
M10149	<i>Shigella boydii</i> Type 15	2mL
M10155	<i>Shigella boydii</i> Type 16	2mL
M10156	<i>Shigella boydii</i> Type 17	2mL
M10157	<i>Shigella boydii</i> Type 18	2mL

ANTISERUMS SHIGELLA - POLYVALENT
DISPONIBLES SUR STOCK

M10109	<i>S.dysenteriae</i> POLY A Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2mL
M10110	<i>S.dysenteriae</i> POLY A1 Types 8, 9, 10, 11, 12	2mL
M10111	<i>S.flexneri</i> POLY B Types I, II, III, IV, V, VI, (Groups (3)4, 6 & 7 (8)	2mL
M10112	<i>S.boydii</i> POLY C Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2mL
M10113	<i>S.boydii</i> POLY C1 Types 8, 9, 10, 11	2mL
M10114	<i>S.boydii</i> POLY C2 Types 12, 13, 14, 15	2mL
M10154	<i>S.boydii</i> POLY C3 Types 16, 17, 18	2mL
M10115	<i>S.sonnei</i> POLY D Phase I & II	2mL

ANTISERUMS VIBRIO
DISPONIBLES SUR STOCK

M11002	<i>Vibrio cholerae</i> POLY (INABA, OGAWA)	2mL
M11003	<i>Vibrio cholerae</i> INABA	2mL
M11004	<i>Vibrio cholerae</i> OGAWA	2mL
M15001	<i>Vibrio cholerae</i> O139 (Bengal)	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

ANTISERUMS MAST ASSURE™ - LISTE SUPPLEMENTAIRE
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

ANTISERUMS CAMPYLOBACTER

M13002	<i>Campylobacter</i> group A antiserum	2mL
M13003	<i>Campylobacter</i> group B antiserum	2mL
M13004	<i>Campylobacter</i> group C antiserum	2mL
M13005	<i>Campylobacter</i> group D antiserum	2mL
M13006	<i>Campylobacter</i> group E antiserum	2mL
M13007	<i>Campylobacter</i> group F antiserum	2mL
M13008	<i>Campylobacter</i> group G antiserum	2mL
M13009	<i>Campylobacter</i> group I antiserum	2mL
M13010	<i>Campylobacter</i> group J antiserum	2mL
M13011	<i>Campylobacter</i> group K antiserum	2mL
M13012	<i>Campylobacter</i> group L antiserum	2mL
M13013	<i>Campylobacter</i> group N antiserum	2mL
M13014	<i>Campylobacter</i> group O antiserum	2mL
M13015	<i>Campylobacter</i> group P antiserum	2mL
M13016	<i>Campylobacter</i> group R antiserum	2mL
M13017	<i>Campylobacter</i> group S antiserum	2mL
M13018	<i>Campylobacter</i> group U antiserum	2mL
M13019	<i>Campylobacter</i> group V antiserum	2mL
M13020	<i>Campylobacter</i> group Y antiserum	2mL
M13021	<i>Campylobacter</i> group Z antiserum	2mL
M13022	<i>Campylobacter</i> group Z2 antiserum	2mL
M13023	<i>Campylobacter</i> group Z4 antiserum	2mL
M13024	<i>Campylobacter</i> group Z5 antiserum	2mL
M13025	<i>Campylobacter</i> group Z6 antiserum	2mL
M13026	<i>Campylobacter</i> group Z7 antiserum	2mL
M13027	Reference antiserum	2mL

ANTISERUMS LEGIONELLA O-GROUPING

	<i>Legionella O-Group L.</i>	
M11702	<i>pneumophila</i> Groupe 1	2mL
M11703	<i>L. pneumophila</i> Groupe 2	2mL
M11704	<i>L. pneumophila</i> Groupe 3	2mL
M11705	<i>L. pneumophila</i> Groupe 4	2mL
M11706	<i>L. pneumophila</i> Groupe 5	2mL
M11707	<i>L. pneumophila</i> Groupe 6	2mL
M11708	<i>L. bozemanii</i>	2mL
M11709	<i>L. dumoffi</i>	2mL
M11710	<i>L. gormanii</i>	2mL
M11711	<i>L. micdadei</i>	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

ANTISERUMS MASTASSURE™ - LISTE SUPPLEMENTAIRE
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

LISTERIA ANTISERA

M14379	<i>Listeria</i> O I/II antiserum	2mL
M14386	<i>Listeria</i> O I antiserum	2mL
M14393	<i>Listeria</i> O IV antiserum	2mL
M14409	<i>Listeria</i> O V/VI antiserum	2mL
M14416	<i>Listeria</i> O VI antiserum	2mL
M14423	<i>Listeria</i> O VII antiserum	2mL
M14430	<i>Listeria</i> O VIII antiserum	2mL
M14447	<i>Listeria</i> O IX antiserum	2mL
M14454	<i>Listeria</i> H-A antiserum	5mL
M14461	<i>Listeria</i> H-AB antiserum	5mL
M14478	<i>Listeria</i> H-C antiserum	5mL
M14485	<i>Listeria</i> H-D antiserum	5mL

ANTISERUMS STAPHYLOCOCCAL COAGULASE TYPING

Staphylococcal coagulase type

M10802	Staphylococcal coagulase type I	5mL
M10803	Staphylococcal coagulase type II	5mL
M10804	Staphylococcal coagulase type III	5mL
M10805	Staphylococcal coagulase type IV	5mL
M10806	Staphylococcal coagulase type V	5mL
M10807	Staphylococcal coagulase type VI	5mL
M10808	Staphylococcal coagulase type VII	5mL
M10809	Staphylococcal coagulase type VIII	5mL

ANTISERUMS HAEMOLYTIC STREPTOCOCCUS GROUP-B TYPING

Haemolytic Streptococcus Group-B Typing Sera type

M10540	Group B Streptococcus Ia	2mL
M10541	Group B Streptococcus Ib	2mL
M10542	Group B Streptococcus II	2mL
M10543	Group B Streptococcus III	2mL
M10544	Group B Streptococcus IV	2mL
M10545	Group B Streptococcus V	2mL
M93350	Group B Streptococcus VI (NT6)	2mL
M93374	Group B Streptococcus VII (7271)	2mL
M93367	Group B Streptococcus VIII (JM9)	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

ANTISERUMS MAST ASSURE™ - LISTE SUPPLEMENTAIRE
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

ANTISERUMS TYPAGE DESTREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

***Streptococcus pneumoniae* POLYVALENT typing Antisera**

M15253	Polyvalent 1 antiserum: contains 1, 2, 3, 4 et 5	2mL
M15260	Polyvalent 2 antiserum: contains 6, 8, 9 et 10	2mL
M15277	Polyvalent 3 antiserum: contains 11, 12, 15 et 16	2mL
M15284	Polyvalent 4 antiserum: contains 17, 18, 21 et 22	2mL
M15291	Polyvalent 5 antiserum: contains 20, 29, 31, 33, 34, 35 et 47	2mL
M15307	Polyvalent 6 antiserum: contains 23, 25, 28, 41 et 46	2mL
M15314	Polyvalent 7 antiserum: contains 27, 32, 36, 38 et 39	2mL
M15321	Polyvalent 8 antiserum: contains 7, 19, 24 et 40	2mL

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TYPING ANTISERA

Antiserums MONOVALENT de typage de Streptococcus pneumoniae

M15338	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 1 antiserum	2mL
M15345	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 2 antiserum	2mL
M15352	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 3 antiserum	2mL
M15369	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 4 antiserum	2mL
M15376	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 5 antiserum	2mL
M15383	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 6 antiserum	2mL
M15390	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 7 antiserum	2mL
M15406	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 8 antiserum	2mL
M15413	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 9 antiserum	2mL
M15420	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 10 antiserum	2mL
M15437	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 11 antiserum	2mL
M15444	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 12 antiserum	2mL
M15451	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 14 antiserum	2mL
M15468	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 15 antiserum	2mL
M15475	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 16 antiserum	2mL
M15482	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 17 antiserum	2mL
M15499	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 18 antiserum	2mL
M15505	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 19 antiserum	2mL
M15512	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 20 antiserum	2mL
M15529	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 21 antiserum	2mL
M15536	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 22 antiserum	2mL
M15543	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 23 antiserum	2mL
M15550	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 24 antiserum	2mL
M15567	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 25 antiserum	2mL
M15574	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 26 antiserum	2mL
M15581	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 28 antiserum	2mL
M15598	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 29 antiserum	2mL
M15604	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 31 antiserum	2mL
M15611	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 32 antiserum	2mL
M15628	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 33 antiserum	2mL
M15635	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 34 antiserum	2mL
M15642	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 35 antiserum	2mL
M15659	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 36 antiserum	2mL
M15666	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 38 antiserum	2mL
M15673	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 39 antiserum	2mL
M15680	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 40 antiserum	2mL
M15697	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 41 antiserum	2mL
M15703	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 46 antiserum	2mL
M15710	<i>Streptococcus pneumoniae</i> type 47 antiserum	2mL

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast Désignation Présentation

mastassure™

ANTISERUMS MAST ASSURE™ - LISTE SUPPLEMENTAIRE
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

ANTISERUMS YERSINIA ENTEROCOLITICA GROUP O

Code Mast	Désignation	Présentation
	<i>Yersinia enterocolitica</i> type	
M11102	Polyvalent: Group O1, O2 Mixture	2mL
M11103	Group O3	2mL
M11104	Group O5	2mL
M11105	Group O9	2mL
M11106	Group O8	2mL

COFFRET D'ANTISERUM CAMPYLOBACTER

M13001	Coffret d'antiserum campylobacter Réactifs pour le sérotypage des <i>Campylobacter</i> par la technique d'hémagglutination passive (HAP). Le coffret contient: 2ml de chaque antiserum (groupes A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, N, O, P, R, S, U, V, Y, Z, Z2, Z4, Z5, Z6 et Z7) et 1flacon de 2 ml d'antiserum de référence pour les globules rouges.	26 × 2mL
--------	--	----------

COFFRETS D'ANTISERUM E.COLI

M12001	<i>Escherichia coli</i> Antisera Set 1 Ce coffret contient 8 antisérums polyvalents et 43 antisérums O (OK)	2mL × 51
	Polyvalent Serum Polyvalent 1: O1, O26, O86a, O111, O119, O127a et O128 Polyvalent 2: O44, O55, O125, O126, O146 et O166 Polyvalent 3: O18, O114, O142, O151, O157 et O158 Polyvalent 4: O6, O27, O78, O148, O159 et O168 Polyvalent 5: O20, O25, O63, O153 et O167 Polyvalent 6: O8, O15, O115 et O169 Polyvalent 7: O28ac, O112ac, O124, O136 et O144 Polyvalent 8: O29, O143, O152, et O164	
	Monovalent Sera Tous les monovalents des kits polyvalents ci-dessus.	
M12002	<i>Escherichia coli</i> Antisera Set 2 Ce kit contient 22 antisérums H H-sera: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 40, 41, 42, 45 et 51	5ml × 22

COFFRET D'ANTISERUMS POUR LE GROUPE O DES LEGIONELLA

M11701	<i>Legionella</i> O-Grouping Antisera Set Ce kit contient: <i>L. pneumophila</i> 1~6, <i>L. bozemanii</i> , <i>L. dumoffi</i> , <i>L. gormanii</i> and <i>L. micdadei</i>	2mL × 10
--------	--	----------

COFFRET D'ANTISERUMS LISTERIA

M14362	<i>Listeria</i> Antisera Set Ce kit contient 8 antisérums O et 4 antisérums H. O antisera: O I/II, O I, O IV, O V/VI, O VI, O VII, O VIII and O IX H antisera: H-A, H-AB, H-C and H-D	2mL × 8 flacons 5mL × 4 flacons
--------	---	------------------------------------

Antisérums agglutinants bactériens

Code Mast

Désignation

Présentation

mastassure™

ANTISERUMS MAST ASSURE™ - LISTE SUPPLEMENTAIRE
DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE - 8 SEMAINES DE DELAIS

COFFRETS D'ANTISERUMS SHIGELLA (Suite)

Sérum monovalent

S. flexneri: type I, II, III, IV, V, VI et Group: (3) 4, 6 et 7 (8).

S. sonnei: Phase I et Phase II.

M10106	<p>Shigella Antisera Set 3 Ce kit contient 8 Polyvalents. Polyvalent A: <i>S. dysenteriae</i> Type 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Polyvalent A1: <i>S. dysenteriae</i> Type 8, 9, 10, 11 et 12 Polyvalent B; <i>S. flexneri</i> Type I, II, III, IV, V, VI et Group (3) 4, 6 et 7 (8) Polyvalent C: <i>S. boydii</i> Type 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Polyvalent C1: <i>S. boydii</i> Type 8, 9, 10 et 11 Polyvalent C2: <i>S. boydii</i> Type 12, 13, 14 et 15 Polyvalent C3: <i>S. boydii</i> Type 16, 17 et 18 Polyvalent D: <i>S. sonnei</i> Phase I et Phase II</p>	2mL x 8
--------	---	---------

STAPHYLOCOCCAL COAGULASE TYPING ANTISERA SET

M10801	<p>Staphylococcal Coagulase Typing Sera Set Ce kit contient 8 sérotypes: Types: I, II, III, IV, V, VI, VII, and VIII</p>	5mL x 8
--------	---	---------

HAEMOLYTIC STREPTOCOCCUS GROUP-B TYPING ANTISERA SET

M10570	<p>Haemolytic <i>Streptococcus</i> Group-B Typing Sera Set Ce kit contient les types d'antisérums: Ia, Ib, II, III, IV and V</p>	2mL x 6
--------	--	---------

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TYPING ANTISERA

M00747	<p><i>Streptococcus pneumoniae</i> Antisera typing set Ce kit contient 8 antisérums polyvalents et 39 monovalents</p>	2mL x 47
--------	---	----------

COFFRET D'ANTISERUMS VIBRIO CHOLERAEE

M11001	<p><i>Vibrio cholerae</i> Antisera Set Ce kit contient: Antisérums polyvalent : Serovar Inaba et Ogawa Monovalent : Serovar Inaba, Serovar Ogawa</p>	2mL x 3
--------	--	---------

COFFRET D'ANTISERUMS YERSINIA ENTEROCOLITICA O-GROUPING

M11101	<p><i>Yersinia enterocolitica</i> O-Grouping Antisera Set Ce kit contient 1 antisérums O polyvalent et 4 monovalents : Polyvalent: mélange des groupes O1 et O2 Monovalents: O3, O5, O8 et O9</p>	2mL x 5
--------	---	---------

EIKEN TESTS

<æhgf æd k knj kl g c

G-SZ71	EWtg_ 3_ k`a[V 3 BcæfW DeUSf)æ # W \$ / GeSYWnéféq S[dWg` [cgW_ Wf	4 x 20mL
G-SZ75	EWtg_ 3_ k`a[V 3 BcæfW 5S(Tcæfv)gd/>[cg[VW! GeSYWnéféq S[dWg` [cgW_ Wf	6 x 1mL
E-XC33/NCE	C5 Ua` fcb æ 33 : /p#" " gY!_ L DWZVWZVW GeSYWnéféq S[dWg` [cgW_ Wf	5 x 2mL
E-XC32/NCE	C5 Ua` fcb æ 33 > /p\$" gY!_ Lfi DWZVWZVW GeSYWnéféq S[dWg` [cgW_ Wf	5 x 2mL

MAST VETERINARY PATHOGEN IDENTIFICATION PRODUCTS

RST7001	MAST Toxoreagent - FVæf VVWéfvWfja` VWS faj ab`Se_ aeW =f Ua_ b`VW VVWéfvWfja` VVæ S` f[Uacbe S` fZraj ab`Se_ S Ua_ bdVS` f g` WegebWefa` VWSfvj t` WFS_ ba` W` Weéq_ VVJa` fcb`Wbaef[f]æ	50 tests
---------	---	----------

MASTAZYME™ ENZYME IMMUNOASSAYS

Lgnk [] k hjg \ n k k g f l \ æ h g f æ d k k n j [g e Y f \] k h t [æ d Y n] [n f \ t d a \] * € + k] e Y f] k &
L] k l k [g e h d l k h g n j d \ t] [l æ f] l d [g f æ j e Y l æ f \] d h j t k f [] \ æ f l æ g j h k &

680251	<i>Brucella abortus</i> IgG	12 x 8 tests
680252	<i>Brucella abortus</i> IgM	12 x 8 tests

mastdiscs® ANTIBIOGRAMME

AST

mastdiscs® En cartouches (5x50 disques par boîte)

STOCKCART	Cartouches de disques antibiotiques en stock	1 boîte
FUNGCART	Cartouches de disques antifongiques en stock	1 boîte
SPECIALCART	Cartouches de disques en fabrication spéciale*	Min 18 boîtes
VOLCART	Cartouches de disques en fabrication spéciale*	Min 98 boîtes

ANTIBIOGRAMMES SPECIALISES POUR VETERINAIRE

Antibiotique et force µg par disque (sauf indication contraire) Min 18 boîtes

GAM15C/US	Gamithromycin 15	1 boîte
PRA5C/US	Pradofloxacin 5	2 boîtes
TIP60C/US	Tildipirison 60	3 boîtes

mastdiscs® Cartouches de disques en fabrication spéciale*

STOCKDISC	Disques antibiotiques en flacon en stock	1 X SUa`
FUNGDISC	Disques antifongiques en flacon en stock	1 TaifW
SPECIALDISC	Cartouches de disques en fabrication spéciale*	Min 22 TaifVæ
VOLDISC	Cartouches de disques en fabrication spéciale*	Min 97 TaifVæ

TOOL/C * Charge initiale de production spéciale de disques en flacons ou cartouches Charge initiale pour la customisation pour chaque nouvelle spécification bagd` aghVWV
ebéU[XUSfja`

MASTRING-S® (6 ou 8 disques, 100 couronnes par boîte)

MASTRING	MASTRING-S™ à spécifications individuelle.	10-19 TaifVæ
SPECIAL	Quantité minimale de 10 boîtes ou 10 couronnes	

MASTRING20 *Les couronnes avec identification par lettres nécessitent un minimum de commande de 20 boîtes et sont sujettes à une charge initiale. \$" TaifVæ V b`ge

TOOL/M *charge initiale MASTRING SPECIAL:charge pour customisation pour chaque nouveau codage par lettres des couronnes Bagd` aghVWV
ebéU[XUSfja`

Une nouvelle spécification de couronnes MASTRING-S™ codées avec des chiffres est sujette à une commande minimale de 10 boîtes.

Une nouvelle spécification de couronnes MASTRING-S™ codées des lettres est sujette à une commande minimale de 20 boîtes. Pour les commandes suivantes, le minimum est de 10 boîtes.

Test de biologie moléculaire

Code Mast

Désignation

Présentation

^{mast}
ISOplex[®]

PRODUITS DETECTION DES ACIDES NUCLEIQUES

Délai de 2 à 3 semaines

Gamme de tests rapides pour l'amplification isotherme des acides nucléiques.

67VTSCK1	Mast Isoplex [®] VTEC screening kit	48 tests
67VTSCK2	Mast Isoplex [®] VTEC screening kit	96 tests
67DNAMP1	Mast Isoplex [®] DNA Amp kit	48 tests
67DNAMP2	Mast Isoplex [®] DNA Amp kit	96 tests
67DNAMP3	Mast Isoplex [®] DNA Amp kit	192 tests
67RNAMP1	Mast Isoplex [®] RNA Amp kit	48 tests
67RNAMP2	Mast Isoplex [®] RNA Amp kit	96 tests
67RNAMP3	Mast Isoplex [®] RNA Amp kit	192 tests

EIKEN Loopamp PRODUITS DETECTION DES ACIDES NUCLEIQUES

Tous ces produits sont disponibles sur commande spéciale sauf autres précisions. Délai de 8 semaines.
Gamme de tests rapides pour l'amplification isotherme des acides nucléiques.

COMPLETE KITS

Chaque kit contient les primers, le contrôles positifs et les réactifs d'amplification.

Usage Recherche uniquement (non CE)

LMP601	Loopamp <i>Salmonella</i> detection Kit	48 tests
LMP621	Loopamp Verotoxin producing <i>E.coli</i> detection Kit	48 tests
LMP631	Loopamp <i>E.coli</i> detection Kit	48 tests
LMP641	Loopamp Verotoxin Typing Kit	48 tests
LMP701	Loopamp <i>L.monocytogenes</i> detection kit	48 tests
LMP721	Loopamp <i>Campylobacter</i> detection kit	48 tests

PRIMER SETS

Kits de primers et contrôle positif.

À utiliser avec le kit d'amplification approprié.

AMPLIFICATION ET REACTIFS DE DETECTION

Utilisation Diagnostic In Vitro

Usage Recherche uniquement (non CE)

LMP204	Loopamp DNA Amplification kit	48 tests
LMP205	Loopamp DNA Amplification kit	96 tests
LMP206	Loopamp DNA Amplification kit	192 tests
LMP244	Loopamp RNA Amplification kit- RT-LAMP	48 tests
LMP221	Fluorescence Detection Reagent	96 tests

CONSOMMABLES ET INSTRUMENTATION

LMP903	Loopamp Reaction Tubes	8 × 12 tubes
--------	------------------------	--------------

MASTFLUOR® IMMUNOFLUORESCENCE TESTS

Tous ces produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

* Commande minium de 5 unités.

636336	<i>Borrelia burgdorferi</i> IgG-complete test kit	10 × 5 tests
636339	<i>Borrelia burgdorferi</i> IgM-complete test kit	10 × 5 tests
646436	<i>Borrelia burgdorferi</i> slides	10 × 5 puits
646438	<i>Borrelia burgdorferi</i> slides	10 × 10 puits
626251	<i>Borrelia burgdorferi</i> controls IgG positive	0.5 mL
626252	<i>Borrelia burgdorferi</i> controls IgM positive	0.5 mL
636352	<i>Candida</i> -Mix IgG-complete test kit	10 × 10 tests
636353	<i>Candida</i> -Mix IgM-complete test kit	10 × 10 tests
626255	<i>Candida</i> -Mix controls IgG Positive	0.5 mL
646446	EBV slides	10 × 5 puits
630522	FTA-ABS-IgG Treponema pallidum complete test kit	10 × 10 tests
640522	FTA-ABS Treponema pallidum slides	10 × 10 puits
620521	FTA-ABS-Antibodies controls IgG positive	0.5 mL
620525	FTA-ABS-Antibodies controls IgM positive	0.5 mL
636308*	HSV 1-IgG-complete test kit	10 × 5 tests
636320	Measles IgG-complete test kit	10 × 5 tests
636321	Measles-IgM-complete test kit	10 × 5 tests
636325	Mumps-IgM-complete test kit	10 × 5 tests
636330	RSV-IgG-complete test kit	10 × 10 tests
631181	<i>Toxoplasma</i> Screen	10 × 5 tests
631182*	<i>Toxoplasma</i> Screen	10 × 10 tests
631183	<i>Toxoplasma</i> -IgG-complete test kit	10 × 5 tests
641181	<i>Toxoplasma</i> slides	10 × 5 puits
641182*	<i>Toxoplasma</i> slides	10 × 10 puits
621181	<i>Toxoplasma</i> controls IgG positive	0.5 mL
621185	<i>Toxoplasma</i> controls IgM positive	0.5 mL
636332	Varicella Zoster - IgG(Herpes Zoster) complete test kit	10 × 5 tests
626256	Varicella Zoster (Herpes Zoster) controls IgM positive	0.5 mL

Kits complets contenant ; lames, tampons, contrôles, le milieu de montage, conjugué et lamelles.

MASTFLUOR® IF IF REACTIFS SUPPLEMENTAIRES

Tous ces produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

Conjugates FITC (prêt à l'emploi)		
626291	Anti-Human IgG	2.0 mL
626284	Anti-Human IgG	3.0 mL
626283	Anti-Human IgG	10.0 mL
626292	Anti-Human IgM (μ-chain)	2.0 mL
626285	Anti-Human IgM (μ-chain)	3.0 mL
626290	Anti-Human IgG, IgA, IgM	2.0 mL
626286	Anti-Human IgG, IgA, IgM	3.0 mL
Autres réactifs		
620100	IFT Serumdiluent / Diluant du sérum	2 x 10 mL
626297M	PBS- buffer (à reconstituer dans 1 litre d'eau distillée)	1 flacon
626298	Evans Blue/ Bleu d'Evans (prêt à l'emploi)	3.0 mL
626299	Mounting Medium / Milieu de montage (prêt à l'emploi)	3.0 mL
626281SO	Sorbent for FTA-ABS	2 × 5mL
626280	Lamelles (24 × 60 mm)	100 unités
651003	Absorbent des IgG et du facteur rhumatoïde pour la recherche des IgM MASTSORB	2 mL

Mast Tests d'Immunodiagnostic | Maladies infectieuses

Code Mast

Désignation

Présentation

MASTAZYME™ (ELISA)

Tous ces produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

Kit complet pour la détection et la confirmation de la présence d'anticorps.

*Commande minimum de 5 kits

80101	<i>Aspergillus fumigatus</i> IgG	12 × 8 tests
680102	<i>Aspergillus fumigatus</i> IgM	12 × 8 tests
680151	<i>Bordetella pertussis</i> IgG	12 × 8 tests
680152	<i>Bordetella pertussis</i> IgM	12 × 8 tests
680153	<i>Bordetella pertussis</i> IgA	12 × 8 tests
680201	<i>Borrelia burgdorferi</i> IgG	12 × 8 tests
680202	<i>Borrelia burgdorferi</i> IgM	12 × 8 tests
680251	<i>Brucella abortus</i> IgG	12 × 8 tests
680252	<i>Brucella abortus</i> IgM	12 × 8 tests
680301	<i>Candida albicans</i> IgG	12 × 8 tests
680302	<i>Candida albicans</i> IgM	12 × 8 tests
680303	<i>Candida albicans</i> IgA	12 × 8 tests
EIA802	CMV	480 tests
680351	Diphtheria IgG	12 × 8 tests
680401	EBV VCA IgG	12 × 8 tests
680402	EBV VCA IgM	12 × 8 tests
680411	EBV EA IgG	12 × 8 tests
680412	EBV EA IgM	12 × 8 tests
680421	EBV EBNA IgG	12 × 8 tests
680422	EBV EBNA IgM	12 × 8 tests
680501	FSME / TBEV IgG	12 × 8 tests
680502	FSME / TBEV IgM	12 × 8 tests
680601	Herpes 1 simplex IgG	12 × 8 tests
680602	Herpes 1 simplex IgM	12 × 8 tests
680621	Herpes 2 simplex IgG	12 × 8 tests
680622	Herpes 2 simplex IgM	12 × 8 tests
680623	Herpes 2 simplex IgA	12 × 8 tests
680643*	Herpes 1/2 simplex IgA	12 × 8 tests
680702*	Influenza A IgM	12 × 8 tests
680712*	Influenza B IgM	12 × 8 tests
680751	Measles IgG	12 × 8 tests
680752	Measles IgM	12 × 8 tests
680753	Measles IgA	12 × 8 tests
680801	Mumps IgG	12 × 8 tests
680802	Mumps IgM	12 × 8 tests
680803	Mumps IgA	12 × 8 tests
680851	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> IgG	12 × 8 tests
680852	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> IgM	12 × 8 tests
680853	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> IgA	12 × 8 tests
680901	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG	12 × 8 tests
680902	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM	12 × 8 tests
680903	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA	12 × 8 tests
680981	Parainfluenza 1/2/3 IgG	12 × 8 tests
680982	Parainfluenza 1/2/3 IgM	12 × 8 tests
681051	Poliomyelitis IgG	12 × 8 tests
681101	Respiratory syncytial virus (RSV) IgG	12 × 8 tests
681102	Respiratory syncytial virus (RSV) IgM	12 × 8 tests
681103	Respiratory syncytial virus (RSV) IgA	12 × 8 tests
681151	Tetanus Antitoxin IgG	12 × 8 tests
681251	<i>Yersinia enterocolitica</i> IgG	12 × 8 tests
681252	<i>Yersinia enterocolitica</i> IgM	12 × 8 tests
681253	<i>Yersinia enterocolitica</i> IgA	12 × 8 tests
	Antigène Chlamydia*	
695010	Mastazyme® Chlamydia Ag	12 × 8 tests
695020	Mastazyme® Chlamydia Ag Transport Media	95 tubes
695030	Mastazyme® Chlamydia Ag Swabs	100 unités

Prix spéciaux disponibles pour achat en vrac.

Mast Tests d'Immunodiagnostic | Maladies infectieuses

Code Mast Désignation Présentation

MASTBLOT™ LINEBLOT ASSAYS

Tous ces produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines

Test de confirmation très spécifique pour détecter les anticorps dirigés contre *Treponema pallidum*

653G08	MASTBLOT™ TP (<i>Treponema pallidum</i>) IgG	8 tests
6653M08	MASTBLOT™ TP (<i>Treponema pallidum</i>) IgM	8 tests

MASTBLOT™ WESTERN BLOT ASSAYS

Tous ces produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

Détection des anticorps anti-*Borrelia burgdorferi*

*Commande minimum de 5 kits

665101*	MASTBLOT™ <i>Borellia burgdorferi</i> IgG	8 tests
665102*	MASTBLOT™ <i>Borellia burgdorferi</i> IgM	8 tests

TEST D'HAEMAGGLUTINATION

HA101	MAST - TPHA. Test d'hémagglutination pour le sérodiagnostic de la syphilis.	200 tests
-------	--	-----------

Mast Tests d'Immunodiagnostic | Autoimmunité

Code Mast

Désignation

Présentation

MASTAFLUOR™ IMMUNOFLUORESCENCE TESTS

Tous les produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

KITS COMPLETS

contenant les lames, les contrôles, le conjugué, le milieu de montage et le tampon.

Code Mast	Désignation	Présentation
	HEp-2-Cells	
606045	ANA Anti-Nuclear-Antibodies	10 x 5 tests
606046	ANA Anti-Nuclear-Antibodies	10 x 10 tests
	Crithidia luciliae	
606010	dsDNA	10 x 5 tests
	Coupes de tissus	
606023	ANA/AMA/ASMA/APCA/LKM	10 x 10 tests
606080	ASA/Rabbit Tongue	10 x 5 tests
606064	SKMA	10 x 5 tests
	HEp-2	
616145	ANA	10 x 5 puits
616146	ANA	10 x 10 puits
	Crithidia luciliae	
616110	nDNA	10 x 5 puits
	Coupes de tissus Single Tissues	
	Rabbit Tissue Sections Langue de lapin	
616180		10 x 5 puits
	Rat Tissue Sections Muscle strié de rat	
616175		10 x 5 puits
	Rat Tissue Triples substrets Foie/Rein/Estomac de rat	
616123		10 x 10 puits

Mast Tests d'Immunodiagnostic | Autoimmunité

Code Mast Désignation Présentation

CONTROLES MASTAFLUOR™ IF

Tous les produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

Code Mast	Désignation	Présentation
HEp-2		
626201	HEp-2 ANA pos. Homogenous	0.5 mL
626202	HEp-2 pos. speckled	0.5 mL
626203	HEp-2 pos. nucleolar	0.5 mL
626204	HEp-2 pos. centromere	0.5 mL
Crithidia luciliae		
626210	nDNA (dsDNA) positive	0.5 mL
Controles		
626215	AMA positive	0.5 mL
626201	ANA pos. homogeneous	0.5 mL
626220	ANA/AMA/ASMA/APCA (ASMA-positive)	0.5 mL
626221	ANA/AMA/ASMA/APCA (APCA-positive)	0.5 mL
626215	ANA/AMA/ASMA/APCA (AMA-positive)	0.5 mL
626201	ANA/AMA/ASMA/APCA (ANA-pos. homogeneous)	0.5 mL
626271	EmA negative	0.5 mL
626225	HMA positive	0.5 mL
626266	LKM positive	0.5 mL
626264	SKMA positive	0.5 mL

MASTAFLUOR™ REACTIFS ET TAMPONS

Tous les produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

Code Mast	Désignation	Présentation
Conjugués FITC (prêt à l'emploi)		
626291	Anti-Human IgG	2.0 mL
626284	Anti-Human IgG	3.0 mL
626283	Anti-Human IgG	10.0 mL
626292	Anti-Human IgM	2.0 mL
626285	Anti-Human IgM	3.0 mL
626290	Anti-Human IgG, IgA, IgM	2.0 mL
626293	Anti-Human IgA	2.0 mL
626287	Anti-Human IgA	3.0 mL

AUTRES REACTIFS

620100	IFT Serumdiluent	100 mL
626297M	PBS- buffer (en poudre - qsp 1 litre) Bleu d'evans	1 flacon
626298	Mounting Medium (Milieu de montage prêt à l'emploi)	3.0 mL 9
626299	Lamelles (24 × 60 mm)	3.0 mL
626280		100 unités
651003	Rheumatic factor, IgG absorbent for IgM tests MASTSORB	2 mL

Mast Tests d'Immunodiagnostic | Autoimmunité

Code Mast Désignation Présentation

MASTAZYME™ ENZYME IMMUNOASSAY

Tous les produits sont disponibles sur commande spéciale avec un délai de 2 à 3 semaines.

Code Mast	Désignation	Présentation
	ANA	
732020	Anti-dsDNA	12 × 8 tests
733026	ANA Profile 8	12 × 8 tests
	ENA	
733023	Anti-ENA Screen 7	12 × 8 tests
733010	Anti-Jo 1	12 × 8 tests
733012	Anti-Scl-70	12 × 8 tests
733013	Anti-Sm	12 × 8 tests
733014	Anti-Sm/RNP	12 × 8 tests
733015	Anti-SS-A (Ro)	12 × 8 tests
733016	Anti-SS-B (La)	12 × 8 tests
	Autoanticoprs thyroïdiens	
731010	Anti-TG	12 × 8 tests
731011	Anti-Thyroid-Peroxidase (Anti-TPO)	12 × 8 tests
	ANCA	
735013	Anti-Proteinase 3	12 × 8 tests
735012	Anti-Myeloperoxidase	12 × 8 tests
	Autres	
733011	Anti-Rib-P (protéines ribsomales)	12 × 8 tests

Conditions générales de vente

1. Interprétation

1.1 Dans les présentes conditions de vente, les mots suivants ont la signification suivante :

L'Acheteur : signifie la ou les personne(s), l'entreprise ou la société qui achète(nt) les marchandises de la Société ;

La Société : signifie Mast Group Limited ;

Contrat : signifie tout contrat entre la Société et l'Acheteur pour la vente et l'achat de marchandises, selon ces conditions ;

Marchandises : signifie toutes marchandises acceptées dans le contrat fournies à l'Acheteur par la Société (tout ou partie d'entre elles).

1.2 Les présentes conditions de vente font référence à toutes lois ou dispositions légales, à moins que le contexte ne le nécessite, sont interprétées comme une référence à ces lois ou dispositions légales modifiées au cours du temps, consolidées, modifiées, prolongées, adoptées de 0 nouveau ou remplacées.

1.3 Les présentes conditions de vente font références au masculin, le féminin et le neutre, au singulier et au pluriel et vice versa selon la suggestion ou l'exigence du contexte.

1.4 Dans ces conditions de ventes, les titres n'affectent pas la construction de ces articles.

2. Généralités

2.1 Sujet à n'importe quelle variation sous l'article 2.3, le contrat est soumis aux présentes conditions de vente à l'exclusion de tous autres termes et conditions (incluant tous les termes ou conditions de vente que l'Acheteur doit appliquer sur tout bon de commande, toute confirmation de commande, spécifications ou tout autre document) et considérant l'acceptation des Marchandises comme la preuve formelle de l'acceptation par l'Acheteur.

2.2 Les commandes peuvent être transmises par courrier, télécopie ou courriel, en bonne forme selon la politique de production des clients Mast définie dans les tarifs MAST en vigueur. Chaque commande de marchandises faites par l'Acheteur est soumise à ces conditions. La commande doit préciser le code produit et la désignation du produit. Pour chaque commande, un numéro de commande est exigé.

2.3 Ces conditions de ventes s'appliquent à toutes les ventes de la Société et toute modification de ces conditions et représentations des Marchandises ne peuvent être prises en compte à moins qu'expressément elles soient acceptées par écrit et signées par le Directeur Général de la Société.

2.4 Les produits doivent être utilisés en accord avec les instructions du fabricant. La Société n'accepte aucune responsabilité au sujet de l'utilisation des produits s'ils ne sont pas utilisés strictement selon les instructions du fabricant.

2.5 Une commande de produits disponibles réservés peut être annulée à tout moment avant l'expédition de la commande sans encourir de frais supplémentaires. L'annulation d'une commande déjà expédiée induit une charge de 15 % de réapprovisionnement. L'annulation de produits spéciaux commandés entraîne des frais de 100 % de la valeur des produits spéciaux commandés, si la commande a déjà été saisie chez Mast.

3. Nouveaux comptes

Les futurs clients voulant ouvrir un compte client doivent fournir deux références sur leur société et une référence bancaire. Jusqu'à ce que l'ouverture du compte client ne soit confirmée, le paiement doit être effectué par une carte de crédit en cours de validité, un chèque, un chèque de banque ou par transfert électronique. La livraison ne peut être effectuée avant vérification de la satisfaction des références.

4. Description

4.1 La description des marchandises doit être conforme aux devis ou aux tarifs fournis par la Société.

4.2 Tous schémas, descriptions, caractéristiques publicités de la Société et toutes descriptions ou illustrations contenus dans les catalogues ou brochures de la Société mise à disposition ou publiés ne fournissent qu'une idée approximative des Marchandises décrites et sont exclus du contrat.

5. Modalités de paiements

5.1 Sauf indication contraire convenue par écrit, les modalités de paiement sont en prix net, toutes remises et toutes taxes comprises selon les conditions imprimées sur la facture relative aux marchandises achetées. Le délai de paiement est de 30 jours à la réception de facture sauf 0 autre précision écrite.

5.2 Le respect du délai de paiement est fondamental.

5.3 La société fournit la facture conjointement au bon de livraison ou autrement si souhaité.

5.4 L'acheteur effectue tous les paiements dus au Contrat sans aucune déduction, escompte, contre- réclamation, remise, réduction ou autre à moins que l'Acheteur n'ait reçu un avoir limité dans le temps par la Société.

5.5 Si le Contrat doit être exécuté selon des livraisons multiples ou des paiements échelonnés, chaque livraison est considérée comme un contrat séparé.

5.6 La Société, à sa discrétion, se réserve le droit d'avoir des intérêts sur des montants dus au-delà du délai indiqué dans l'article 5.1. Le taux d'intérêt de 5 % par an basé sur le taux en cours de la Banque Nationale Westminster sera appliqué par jour de retard jusqu'à la date de paiement. La société peut exercer ce droit en plus des autres droits relatifs aux Marchandises ou de non paiement.

6. Prix

6.1 Sauf indication contraire par écrit, toutes les commandes sont exécutées selon les prix et les remises en cours à la date de l'expédition. Tout tarif public ou non de la Société n'affecte pas le droit de la Société de facturer les Marchandises conformément à l'article

6.2 Tous les prix, sauf indication contraire écrite sont départ d'usine et sans TVA.

6.3 Les prix négociés spéciaux sont seulement appliqués si la Société a reçu une acceptation écrite du devis ou un numéro de devis en cours de validité. Si aucune acceptation n'a été reçue les prix publics sont appliqués. Les devis émis, sauf précision contraire sont valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours.

6.4 Les prix spéciaux en fonction du volume commandé en une fois s'appliquent aux commandes individuelles reçues dans la journée pour une livraison unique et ne sont pas cumulables avec des commandes passées antérieurement. Les prix spéciaux en fonction du volume commandé par livraison ne sont pas applicables de la même façon pour les commandes avec livraisons programmées.

6.5 La Société se réserve le droit d'ajuster ses prix si l'Acheteur n'accomplit pas son obligation d'acheter les quantités exigées indiquées dans le devis.

7. Transport

7.1 Sauf indication contraire, les prix indiqués n'incluent pas les frais de livraison.

7.2 Une commande comprenant des produits en stock et des produits de fabrication spéciale entraîne des frais séparés pour chaque livraison.

7.3 La livraison des marchandises sont effectuées à l'adresse indiquée par l'Acheteur et l'Acheteur prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la réception des marchandises lors de la livraison.

7.4 On considère que l'Acheteur a accepté les Marchandises trois jours après la livraison et après acceptation, l'Acheteur ne peut plus refuser les marchandises non conformes au Contrat.

7.5 Des frais de traitement de commande s'appliquent pour toutes commandes au Royaume Uni. Des frais supplémentaires sont appliqués en Irlande du Nord, l'île de Man et les îles Écossaises. La Société se réserve le droit d'appliquer un supplément de commande. Les produits désignés comme « Marchandises dangereuses » sont expédiées séparément et sont soumises à un supplément de prix par livraison. Les frais en vigueur sont publiés sur le site Internet de la Société.

7.6 Toute date de livraison des Marchandises souhaitée et indiquée est considérée comme une prévision de livraison estimative. Si aucune date n'est spécifiée, la livraison sera faite dans un délai raisonnable.

8. Titre des Marchandises

8.1 Les Marchandises voyagent aux risques et périls de l'Acheteur au départ de la livraison.

8.2 La Société et l'Acheteur sont d'accord que, malgré la livraison effectuée, le transfert de propriété des marchandises de la Société vers l'Acheteur ne peut être effectif avant que l'Acheteur n'ait payé la valeur de la facture et toutes autres sommes encore dues par l'Acheteur à la Société.

8.3 Jusqu'à ce que la propriété des marchandises ne passe à l'Acheteur conformément à la clause 8.2 l'Acheteur conserve les marchandises en tant que dépositaire pour la Société. L'Acheteur stocke les marchandises conformément aux instructions de la Société (gratuitement pour la Société) séparément de toutes les autres Marchandises en sa possession afin qu'elles soient clairement identifiées comme la propriété de la Société.

8.4 Bien que les (ou toutes les) Marchandises restent la propriété de la Société, l'Acheteur a le droit de disposer des Marchandises ou de tels autres produits au cours de son affaire pour le compte de la Société et de passer le titre des Marchandises ou des produits à son client acheteur de bonne foi pour la valeur sans aversissement des droits de la Société. De telles transactions constituent une vente ou une utilisation de la propriété de la Société par l'Acheteur sous la responsabilité propre de l'Acheteur et l'Acheteur est le principal intermédiaire au cours de telles ventes ou transactions. La Société a le droit de récupérer la valeur de la facture malgré la propriété et toutes les Marchandises non transférées de la Société.

8.5 Jusqu'au transfert de propriété des marchandises de la Société, l'Acheteur peut sur demande devoir restituer les Marchandises encore existantes pour revente à la Société. Si l'Acheteur ne peut pas le faire, la Société ou un représentant assermenté peut entrer dans les locaux occupés ou contrôlés par l'Acheteur où les marchandises sont stockées pour reprendre possession de celles-ci. A partir d'une telle demande, les droits de l'Acheteur de l'article 8.4 cessent.

8.6 L'Acheteur assure et stocke les Marchandises contre "tous risques" à la satisfaction raisonnable de la Société jusqu'à la date de transfert de propriété.

9. Dommages ou perte lors du transport

9.1 La Société, quand le prix annoncé inclut la livraison, répare ou remplace gratuitement les Marchandises endommagées lors du transport à condition que le transporteur et la Société reçoivent la notification de tels dommages dans les trois jours suivant la livraison.

Les Marchandises reçues endommagées ou insatisfaisantes doivent être signifiées comme telles.

9.2 Les Marchandises ne doivent pas être retournées à la Société sans un numéro d'autorisation de retour de Marchandise valable. Si l'autorisation est reçue, l'Acheteur restitue les Marchandises dans leurs emballages avec une copie du bordereau de livraison.

9.3 Les réclamations pour perte de Marchandises sont prises en compte uniquement si le transporteur et la Société reçoivent la notification dans les trois jours après réception de la livraison, aucune responsabilité n'est admise au-delà de cette période.

9.4 Toute responsabilité de la Société pour la non-livraison des Marchandises est limitée au remplacement des Marchandises dans un délai raisonnable ou à l'émission d'un avoir au prorata de la facture émise pour les Marchandises incriminées.

10. Retours

10.1 Les Marchandises fournies ne peuvent pas être rendues sans accord écrit préalable ou le numéro d'autorisation, qui peut être fourni par le Service Client.

10.2 Les Marchandises retournées doivent être expédiées en port dû et des frais de réapprovisionnement et de traitement de 15 % sont comptés sur toutes les Marchandises retournées pour avoir. On attribue seulement l'avoir une fois qu'une évaluation complète des conditions de revente a été effectuée.

10.3 Les Marchandises ne peuvent pas être retournées si l'emballage a été abîmé.

11. Garantie

11.1 La Société garantit que sujettes aux autres provisions de ces conditions de livraison, les Marchandises respectent la spécification écrite. La Société choisit de réparer ou remplacer de telles Marchandises défectueuses.

11.2 La Société n'est responsable d'aucune infraction dans l'article 11.1 à moins que :

11.2.1 L'Acheteur envoie une réclamation écrite du défaut à la Société et (si le défaut est dû à un dommage encouru de transport) au transporteur dans la période de 3 jours au cours de laquelle l'Acheteur découvre ou doit raisonnablement avoir découvert le défaut ;

11.2.2 La Société offre une opportunité après réception de la réclamation d'examiner les marchandises et l'Acheteur (si cela est demandé par la Société) de retourner les marchandises à l'établissement de la Société au frais de l'Acheteur pour un examen.

11.3 La société n'est pas responsable d'une rupture de garantie si :

11.3.1 L'Acheteur a utilisé les Marchandises après avoir reçu une telle offre; ou

11.3.2 Le défaut est présent parce que l'Acheteur n'a pas suivi les instructions orales ou écrites de la Société pour le stockage, à l'installation, la mise en marche, l'utilisation ou à la maintenance des marchandises ou (s'il n'y en a pas) à la bonne pratique commerciale; ou

11.4 Soumis aux articles 11.2 et 11.3, toutes marchandises ne se conforment pas à la garantie dans l'article 11.1, la Société décide de réparer ou remplacer les Marchandises (ou la partie défectueuse) si l'Acheteur rend les Marchandises (ou la partie défectueuse), à la Société aux frais de l'Acheteur.

11.5 La Société n'a aucune responsabilité pour une infraction de garantie dans l'article 11.1 relatif aux Marchandises.

12. Limite de responsabilité

12.1 Sujet à l'article 11, les dispositions suivantes exposent la responsabilité financière entière de la Société (incluant toute responsabilité pour les actes ou les omissions de ses salariés, agents et des sous-traitants) à l'Acheteur relative à :

12.1.1 toute rupture à ces conditions; et

12.1.2 toute représentation, déclaration ou acte ou omission incluant la négligence en rapport avec le contrat.

12.2 Toutes les garanties, les conditions et autres termes impliqués par la loi ou le droit commun (sans les conditions impliquées à l'article 12 de vente de marchandise de 1979) sont conformément à la loi, exclus du contrat.

12.3 Aucun de ces articles n'exclut ou limite la responsabilité de la Société pour blessures mortelles ou personnelles causées par négligence par la Société ou sa représentation frauduleuse.

12.4 Soumis aux articles 12.2 et 12.3 :

12.4.1 La responsabilité totale de la Société dans le contrat, le délit, (incluant la négligence ou l'infraction de devoir légal), la déformation, la restitution ou autre, en lien avec l'exécution ou l'exécution prévisible du Contrat se limite au remboursement du prix des marchandises; et

12.4.2 La Société n'a pas de responsabilité vis-à-vis de l'Acheteur en cas de perte économique pure, perte de profit, perte des affaires, perte du fond de commerce ou autre, pour tout cas direct ou indirect ou conséquence ou toutes réclamations de compensation des conséquences (causées de quelque manière que ce soit) issues ou non du contrat.

13. Annulation de Contrat

13.1 La Société aura le droit d'annuler le Contrat ou suspendre les livraisons conformément au Contrat sans aucune responsabilité vis-à-vis de l'Acheteur dans les situations suivantes (sans préjudice de tout autre droit ou recours envers la Société) :

13.1.1 L'Acheteur est dans l'infraction matérielle d'une obligation matérielle du Contrat (si capable d'y remédier) pour laquelle il n'a pas remédié dans les 30 jours à compter de la réception de l'avis de la Société détaillant les motifs de la rupture;

13.1.2 L'Acheteur passe une résolution pour liquider ses dettes ou une cour de juridiction effectue l'achat pour la liquidation ou dissolution de l'Acheteur;

13.1.3 Création d'un mandat administratif en relation avec l'Acheteur ou le rendez-vous d'un liquidateur, ou la prise de possession ou vente par prise de possession des fonds ou la vente de biens de l'Acheteur; ou

13.1.4 L'Acheteur effectue un arrangement avec ses créditeurs en général ou dépose un dossier auprès d'une juridiction compétente pour la protection de ses créditeurs en général.

13.2 Si la Société annule ou suspend de nouvelles livraisons conformément à l'article 13 du Contrat et si les Marchandises ont été livrées mais non payées le prix devient immédiatement dû et payable contrairement à l'accord précédent ou de l'arrangement.

14. Force majeure

La Société se réserve le droit de reporter la date de livraison ou d'annuler le contrat ou de réduire le volume de Marchandise commandé par l'Acheteur (sans responsabilité vis-à-vis de l'acheteur) s'il est empêché ou retardé dans la poursuite de son affaire en raison de circonstances au delà du contrôle raisonnable par la Société.

15. Généralités

15.1 Chaque droit ou remède de la société conformément au contrat est sans préjudice à un autre droit ou à un remède de la Société s'il est conforme au contrat ou non.

15.2 Toute clause du Contrat trouvée par une cour, un tribunal ou une juridiction compétente d'un tribunal administratif, pour être entièrement ou partiellement illégale, invalide, nulle, annulable, inexécutable ou inapplicable, elle doit réputée par extension d'une telle illégalité, invalidité, nullité, non annulable, non possibilité d'exécution ou non applicabilité et les dispositions restantes du Contrat et le reste d'une telle disposition demeurent pleinement en vigueur.

15.3 Le manquement ou le retard de la Société à faire valoir ses droits partiellement ou en totalité des dispositions du Contrat ne peuvent être considérés comme une renonciation de tous les droits du Contrat.

15.4 Toute exonération par la Société de toute infraction ou toute défaillance, relative aux articles du Contrat par l'Acheteur ne peut être réputée exonérée de toute infraction subséquente ou défaillante et n'affecte en aucun cas les autres termes du Contrat.

15.5 Les parties du Contrat n'ont pas l'intention que n'importe quel terme de ce contrat soit respecté en vertu des Contrats (Droits des Tierces Parties 1999) par toute personne n'appartenant pas aux parties.

15.6 La formation, l'existence, la construction, la performance, la validité et tous les aspects du Contrat seront régis selon la loi anglaise et les parties se soumettent à la juridiction exclusive des tribunaux anglais

Royaume-Uni
Mast Group Ltd.
Mast House
Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: + 44 (0) 151 933 7277
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
e-mail: sales@mastgrp.com

Allemagne
Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
12 Rue Jean-Jacques Mention
CS 91106
80011 Amiens CEDEX 1

Tél. + 33 (0) 322 80 80 67
Fax + 33 (0) 322 80 99 22
e-mail: info@mast-diagnostic.fr

www.mastgrp.com