


mast
uri® accessories

Accessoires innovants pour Mast Uri® System



- Assurance qualité améliorée
- Capacité d'analyses accrue
- Flux de travail optimisé
- Solution de stockage pratique

Mast **Uri**[®] System est un ensemble composé d'instruments, de logiciels et de réactifs innovants, pour une approche innovante et économique de la microbiologie des urines par rapport aux méthodes classiques existantes. Une gamme d'accessoires complémentaires est désormais disponible pour augmenter encore l'efficacité déjà prouvée du Mast **Uri**[®] System.

mast **uri**[®] *Prep*

Mast **Uri**[®] *Prep* est une nouvelle solution pour la préparation des échantillons d'urine sans dépendre de Mast **Uri**[®] *Plus*. La connexion Ethernet ou Bluetooth facilite la manipulation des échantillons dans différentes zones du laboratoire en parallèle à la lecture des plaques Mast **Uri**[®] *Plates* alors que de nouveaux échantillons d'urine sont manipulés. Pour les laboratoires traitant de larges volumes d'échantillons, il améliore le flux de travail et apporte une augmentation significative de capacité d'analyse. Le nouveau format de tablette confère un encombrement minimal au Mast **Uri**[®] *Prep*.



mast **uri**[®] *Rack*

Mast **Uri**[®] *Rack* est une solution simple et pratique pour le stockage et l'incubation des plaques Mast **Uri**[®] *Plates*. Chaque portoir peut stocker jusqu'à 40 plaques.



mast **uri**[®] *Locate*

Mast **Uri**[®] *Locate* est un réactif chromogène / fluorescent qui permet un ensemencement et une lecture fiable des plaques Mast **Uri**[®] *Plates*. Le réactif est distribué dans un puits spécifique de chaque plaque d'échantillons d'urine Mast **Uri**[®] *Plate* à l'aide d'une pointe spécifique. Ce dispositif permet une orientation correcte des plaques et minimise le risque d'erreur postentielle.



v 1.0 EV 08/14

Royaume Uni
Mast Group Ltd.
Mast House
Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: + 44 (0) 151 933 7277
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
e-mail: sales@mastgrp.com

Allemagne
Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
12 Rue Jean-Jacques Mention
CS91106
80011 Amiens CEDEX 1

Tél.: + 33 (0) 322 80 80 67
Fax: + 33 (0) 322 80 99 22
e-mail: info@mast-diagnostic.fr