

IVD solutions through partnership



Mast PD-100 Zone Reader

Präzise Hemmhofmessung leicht gemacht



- Kleines und kompaktes Design
- AI-Algorithmen zur Erkennung der Testblättchen
- Automatisches Messen von Hemmhofdurchmessern



Mast PD-100 Zone Reader - KLEIN, SMART & PRÄZISE

Wir gehören seit über 50 Jahren zu den führenden Anbietern von Antibiotikatestblättchen zur Empfindlichkeitsprüfung von Bakterien im Labor.

Mit dem automatischen **Mast PD-100 Zone Reader** haben wir nun unser umfangreiches AST-Produktportfolio um ein weiteres innovatives Produkt zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen erweitert.

Der **Mast PD-100 Zone Reader** im Überblick:



- ⊕ Qualität & Service aus einer Hand
- ⊕ Die perfekte Synergie aus Testblättchen, Dispenser & Zone Reader
- ⊕ Automatische Erkennung der Testblättchen
- ⊕ Präzise & auf den Millimeter genaue Hemmhofdurchmesser
- ⊕ Dokumentation sämtlicher Ergebnisse für Ihr QM
- ⊕ Transfer der Antibiotika inkl. Messdaten in Ihr LIS
- ⊕ Intuitive & einfache Softwareoberfläche
- ⊕ IVDR-Zertifiziert

Mit dem **Mast PD-100 Zone Reader** gehört zeitaufwendiges, fehleranfälliges sowie manuelles Ausmessen und Dokumentieren von Hemmhöfen endlich der Vergangenheit an!

Bestellinformation

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
75PD102	Mast PD-100 Zone Reader	1 Gerät
75PD022	Kontrollplatten für Zone Reader	2 Platten

Sprechen Sie uns auch gerne an zu optionalem Zubehör wie PC, Barcodescanner, etc.

MD V.1.0 / 2024-11-18

United Kingdom
Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: +44 (0)151 933 7277
Fax: +44 (0)151 944 1332
e-mail: sales@mastgrp.com

Germany
Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0)4533 2007 0
Fax: +49 (0)4533 2007 68
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
12 rue Jean-Jacques Mention
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1

Tél: +33 (0)322 80 80 67
Fax: +33 (0)322 80 99 22
e-mail: info@mast-diagnostic.fr

www.mast-group.com